

REISEN MIT PAWS

WAS GILT?

Wenn Sie aufgrund funktionaler Unterschiede ein elektrisches Hilfsmittel mit auf die Reise nehmen müssen, können Sie dieses als aufgegebenes Gepäck transportieren.

Bitte beachten Sie, dass jede Fluggesellschaft die Bestimmungen selbst auslegen oder ihre eigenen Regeln anwenden kann. Erkundigen Sie sich daher immer bei der jeweiligen Fluggesellschaft, was gilt, wenn Sie Ihr Ticket buchen.

ZUR BEACHTUNG

- Alle mitgeführten Batterien müssen für den Flug zugelassen sein. Alle unsere Flugbatterien für PAWS sind nach der internationalen Norm UN38.3 getestet und zugelassen
- Die Batterien dürfen eine maximale Leistung von 300Wh haben (300Wh im Hilfsmittel und 300Wh in Reserve). Die PAWS Reisebatterie hat eine Kapazität von 278Wh.
- In manchen Fällen verlangt die Fluggesellschaft, dass eine oder beide Batterien entfernt werden (eine davon gilt als Ersatzbatterie). Die Batterie(n), die Sie im Handgepäck mitführen, müssen vor Kurzschlüssen geschützt werden. Sie können dies erreichen, indem Sie die Kontakte überkleben.

WIE IST DAS ZU MACHEN

1. Wenn Sie einen Flug buchen, sollten Sie die Fluggesellschaft immer im Voraus darüber informieren, dass Sie ein elektrisches Hilfsmittel mitnehmen werden und deren Anweisungen befolgen.
Geben Sie der Fluggesellschaft im Zusammenhang mit der Buchung detaillierte Informationen darüber.
2. Wenn Sie fliegen, können Sie die Reisebatterien verwenden. Sie haben die folgenden Spezifikationen:

• Name	Airsafe Batterie PAWS
• Artikelnummer	EBB0048B-A
• Spannung	48 V
• Kapazität	5,8Ah, (278 Wh)
• Type	Lithium
• Gewicht	2500 g
• Größe	L:410 mm, H: 105 mm, B: 85mm
• Zulassung	UN38.3
3. Wenn Sie den Check-in vornehmen, wird Ihnen das Hilfspersonal einen manuellen Rollstuhl zur Verfügung stellen, wenn Sie keinen eigenen benutzen. Sie können dann Ihr PAWS zur Sondergepäckabfertigung bringen. Sie sollten Ihr PAWS auf jeden Fall in einer stabilen Tasche verpacken; für Kinderwagen gibt es verschiedene Varianten zu kaufen. Eine andere Möglichkeit ist, eine Tasche bei Air Shells www.airshells.com zu mieten.

[PAWS = Power Assisted Wheelchair Systems = Elektrisches Zusatzgerät für Manuelle Rollstühle]