

erivo®



Dabei sein: frei sein.

erivo – der komfortable und faltbare Elektrorollstuhl.



www.alber.de



Hin & weg – entspannt ans Ziel mit erivo.

Dein kompakter Begleiter für Alltag und Reisen.

Unabhängig und selbstbestimmt sein, mit Freunden raus an die frische Luft, mit der Familie die Sonne im Park genießen, mit dem Partner ans lang ersehnte Urlaubsziel: Der erivo von Alber bewahrt deine Mobilität und schenkt dir neue Lebensqualität. Erivo ist mit nur einem Handgriff faltbar und kann dank seiner kompakten Maße leicht in jedem Transportmittel mitgenommen werden. So kannst du wieder von Zielen träumen, anstatt dir über

den Weg Gedanken zu machen. Denn in unserer immer stärker vernetzten Welt zählt vor allem eines: Mobilität. Deswegen benötigen wir Fortbewegungsmittel, die auf unseren Lebensstil angepasst sind und uns dabei helfen, Einschränkungen zu kompensieren. Sie müssen zuverlässig, flexibel und bedienerfreundlich sein – und natürlich auch den gewünschten Komfort bieten.

erivo passt zu dir, wenn:

- ✓ du gerne Ausflüge machst und dir einen komfortablen und faltbaren Rollstuhl zum Mitnehmen wünschst.
- ✓ du noch über eine gewisse Gehfähigkeit verfügst, aber im Alltag und auf Reisen flexible Unterstützung benötigst.
- ✓ du trotz eingeschränkter Gehfähigkeit weiterhin einen aktiven und selbstständigen Lebensstil führen möchtest.
- ✓ du von unregelmäßigen, kurzen Gleichgewichtsstörungen betroffen bist und längere Strecken sicher zurücklegen willst.
- ✓ du nach einem Unfall oder einer neurologischen Erkrankung temporär und/oder situativ einen kompakten E-Rollstuhl benötigst.
- ✓ du bei deinem Hilfsmittel Wert auf modernes, elegantes Design legst.
- ✓ du einen elektrischen Rollstuhl suchst, der im Innenbereich genauso überzeugt wie im Außenbereich.





elegant

DESIGN

In bester Form.

Der erivo sieht genauso aus, wie er sich fährt: dynamisch & zeitgemäß. Durch die elegante Form- und Farbgebung sowie die hochwertigen Materialien setzt er neue Standards in puncto Design und sorgt für einen stilsicheren Auftritt in allen Lebenslagen.

- ✓ **Zweifarbige Lackierung**
in Champagnergold & Mattschwarz
- ✓ **Sportliches & robustes Rahmendesign**



& praktisch.

KOMFORT

Sitzt wie angegossen.

Einer der wichtigsten Faktoren bei einem Elektrorollstuhl ist der Sitzkomfort. Der erivo überzeugt mit durchdachter Ergonomie, besten Materialien & Topverarbeitung. Hochwertige Schaumstoffe sorgen für ein angenehmes Sitzklima und bieten jederzeit guten Halt.

- ✓ **Ergonomisch**
feste Sitzplatte & hochwertige Schaumstoffe
- ✓ **Atmungsaktive Materialien**

Viele Untergründe: kein Hindernis.

Für besonderen Fahrkomfort sorgt die effektive Hinterradfederung im Zusammenspiel mit der Luftbereifung. Die großen Vorderräder sind absolut pannensicher, bieten gute Dämpfungseigenschaften und unterstützen dich optimal beim Überwinden kleiner Hindernisse.

- ✓ **Federung und große Bereifung**
12,5" hinten (Luftbereifung; PU-Räder optional)
- ✓ **Pannensichere PU-Räder**
8" vorne



einfach & fle

DYNAMIK

Intuitive Steuerung.

Mit dem intuitiv zu bedienenden Joystick lässt sich die Fahrgeschwindigkeit stufenlos und exakt dosieren. Dadurch eignet sich der erivo genauso gut für das sichere Navigieren auf engstem Raum wie für ausgedehnte Spazierfahrten und Ausflüge.

- ✓ Exakte & agile Steuerung
- ✓ Stufenlose Geschwindigkeitswahl
(1,5–6 km/h)

Powerakku.

Der kraftvolle Akku ist unter dem Sitz platziert und lässt sich ohne Werkzeug entnehmen. Mit dem mitgelieferten Automatik-Ladegerät kann er auch im eingebauten Zustand geladen werden. Nach nur sechs Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen.

- ✓ Max. Ladezeit: 6 Stunden
- ✓ Reichweite bis zu 17/35 km*



xibel.



Vereinbare deinen Termin für eine unverbindliche Probefahrt zu Hause ganz bequem online:
erivo.alber.de/probefahrt

FUNKTION

Smarte Falhtechnik.

Mit nur einem Handgriff ist der erivo platzsparend zusammengeklappt. Kaum größer als ein kleiner Reisekoffer, kann er so in jeder Nische abgestellt werden – oder dich problemlos auf deinem nächsten Ausflug begleiten.

- ✓ Mit einem Handgriff gefaltet
- ✓ Schnell & platzsparend verstaubar



Bedieneinheit, Armlehnen & Fußstützen.

Der erivo bietet größte Flexibilität: Das Bediengerät kann zur Seite geschwenkt und die Armlehnen können hochgeklappt werden. So kannst du nahe an Tische heranfahren oder problemlos den Platz wechseln. Auch die Fußstütze ist schwenkbar und höhenverstellbar.

- ✓ Höhenverstellbare Fußstütze
- ✓ Flexible Bedieneinheit & Armlehnen



Bei Fernweh oder Reisefieber: täglich erivo nehmen.

Unterwegs ist das Ziel.

erivo unterstützt dich nicht nur im Alltag. Durch seine kompakten Maße eignet er sich zur Mitnahme in jedem Verkehrsmittel und wird so zum idealen Begleiter für deine nächste Reise. Ob lange geplanter Familienurlaub oder spontaner Ausflug mit Freunden – du und dein erivo sind immer dabei, wenn es etwas zu erleben gibt. Und sollte der ausdauernde Akku doch einmal leer sein, ist das kein Grund zur Sorge: In nur sechs Stunden ist erivo wieder vollständig geladen und bereit für neue Abenteuer.



Auto



Flugzeug



Bus



Schiff



Bahn



Wohnwagen





Fliegen mit dem erivo

Der kleine Lithium-Ionen-Akku (11 Ah) ist IATA-konform und kann im Flugzeug mitgenommen werden.

Dabei sein heißt frei sein.

Im Handumdrehen: Neues sehen.

Mit nur einem Handgriff gefaltet, lässt sich der erivo in jedem Transportmittel problemlos mitnehmen – und bei Bedarf genauso einfach wieder aufklappen. So kannst du unbeschwert neue Gegenden entdecken oder deinen ganz persönlichen Lieblingsort genießen. Damit du es dabei immer bequem hast,

haben wir in der Entwicklung besonderen Wert auf den Sitzkomfort gelegt. Dieser wird gewährleistet durch die Federung, die großen Hinterräder mit Luftbereifung und den ergonomischen Sitz. Nimm Platz und erlebe große Momente mit deinem kleinen Begleiter erivo.



”

Der erivo hat mich nicht nur optisch überzeugt, sondern auch durch seine einfache Bedienung – das Lenken mit dem Joystick hatte ich ruckzuck raus.

Karin G. aus Düsseldorf

Ich war schon immer gerne in der Natur unterwegs und habe mit der Familie ausgiebige Wanderungen unternommen. In den letzten Jahren litt ich jedoch immer wieder unter kurzen Schwindelanfällen und habe mir längere Strecken nicht mehr zugetraut. Dank erivo kann ich unsere Ausflüge nun wieder sorgenfrei und entspannt genießen.

**Gero H. aus Obersulzbach/
Österreich**

“



i erivo auf Rezept

Als anerkanntes Hilfsmittel kann der erivo von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen. Das Alber-Team informiert gerne über die Abläufe und unterstützt dich bei den Anträgen.

Hilfsmittelnummer erivo R10	18.46.06.0010
Hilfsmittelnummer erivo pro R11	18.50.07.0009



Bestens ausgestattet.

Damit der erivo sich nahtlos in dein Leben einfügt, achten wir nicht nur auf besonders einfache und intuitive Nutzbarkeit, sondern legen bei allen Komponenten großen Wert auf höchste Qualität und beste Verarbeitung.

KOMPONENTEN

Durchdacht gemacht.


Smarter Faltmechanismus

Mit nur einem Handgriff ist der erivo handlich und platzsparend zusammengeklappt.



Höhenverstellbare Fußstütze

Passe ganz unkompliziert die Höhe der Fußstütze an – für eine ergonomisch ideale Sitzposition.



Komfortable Federung

Die Einzel-Hinterradfederung ermöglicht komfortables Fahren auch auf unebenen Strecken.

Hervorragende Ergonomie

Beste Sitzergonomie durch feste Sitzplatte, stützendes Sitzkissen und atmungsaktive Materialien.



Spritzwasserschutz

Durch Schutzklasse IPx4 kann der erivo bedenkenlos auch bei Regen genutzt werden.



Einfaches Auskuppeln

Wechsel einfach vom Fahr- in den Schiebetrieb, um den erivo ohne Blockieren manuell zu bewegen.

Robuster Rahmen

Der hochwertige Aluminiumrahmen vereint maximale Sicherheit und Langlebigkeit.



Pannensichere Vorderräder

Mit den wartungsfreien Vorderrädern fährst du komfortabel und sicher über Hindernisse.



Zusätzlicher Stauraum

Die praktische und optisch ansprechende Tasche ist in die Rückenlehne des erivo integriert.



Indoor



Outdoor

STEUERUNG

Diesen Dreh hast du ganz schnell raus.

Der erivo lässt sich mit einem Knopfdruck an- und wieder ausschalten. Dank des intuitiv nutzbaren Joysticks ist die Steuerung des erivo nicht nur „kinderleicht“, sondern außerdem noch sehr exakt. Die Geschwindigkeit kann dadurch stufenlos reguliert und die Fahrdynamik der jeweiligen Situation optimal angepasst werden.

So manövrierst du den erivo immer präzise und sicher – auch in kleinen Räumen oder bei beengten Platzverhältnissen.


Daher eignet er sich für die Nutzung im eigenen Zuhause oder anderen Innenräumen genauso gut wie für das Fangenspielen mit den Enkeln im Park.

Geschwindigkeitsanzeige & Geschwindigkeitswahl

Ein-/Ausschalten
per Knopfdruck

Joystick:
intuitive
Steuerung

Hupe





Technische Daten

	erivo R10	erivo pro R11
Hilfsmittelnummer	18.46.06.0010	18.50.07.0009
Gewicht		
gesamt (Akku entnommen)	29,7 kg	31,9 kg
max. Personengewicht	150 kg	150 kg
Reichweite*	17 km	35 km
Akku	11 Ah, 284,9 Wh	30,15 Ah, 759,8 Wh
Akkugewicht	2,4 kg	4,6 kg
Ladegerät	2 A Ladegerät / IP54	6 A Ladegerät / IPX1
Ladezeit	ca. 6 h ein- oder ausgebaut	ca. 6 h ein- oder ausgebaut
Maße		
Fahrbereit	62 x 105 x 104 cm (B x L x H)	
Gefaltet	62 x 53 x 80 cm (B x L x H)	
Sitzfläche	Sitzbreite: 45 cm Sitztiefe: 47 cm Rückenhöhe: 45 cm	

* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie

Die zwei Topmodelle.



erivo pro R11

Mit bis zu 35 km Reichweite



Lichtpaket
inbegriffen

erivo R10

Mit bis zu 17 km Reichweite

Reicht weit.

Der erivo R10 überzeugt mit einer beachtlichen Reichweite von bis zu 17 km.

Im Lieferumfang sind neben dem erivo Faltrollstuhl auch der 11 Ah Lithium-Ionen-Akku sowie das zugehörige Ladegerät enthalten.

Diese Variante des Akkus ist IATA-konform und darf auf Flugreisen mitgenommen werden.



Reicht noch weiter.

Noch weiter geht es aber mit dem erivo pro R11. Mit seinem besonders kraftvollen Akkupack sind Strecken von bis zu 35 km problemlos möglich.

Neben dem passenden Akkuladegerät gehört beim erivo pro R11 außerdem das Beleuchtungsset zur standardmäßigen Ausstattung.



Zubehör

01. Beleuchtungsset

(In der Ausführung erivo pro R11 im Lieferumfang bereits enthalten)

- Beleuchtungsstärke 45 LUX
- Spritzwassergeschützt IPX4
- Leuchtdauer von ca. 6,5 Stunden
- Einschaltenschutz: Doppelklick zum Einschalten
- Vorderlicht und Rücklicht einfach per USB-Kabel am PC oder mit dem Smartphone-Netzteil laden (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bestehend aus 2x Vorderlichter, 2x Rücklichter, 1x USB Ladekabel

02. Stockhalter

Sicherer Transport von Gehstock oder Krücken

- Stockhalter inkl. Haltegurt

03. Optionaler Akku

Akkupack mit bis zu 35 km Reichweite (Serie bei Version erivo pro R11)

- Ladezeit: 30 Ah Akkupack ca. 6 Stunden (6 A Ladegerät)

04. Begleitsteuerung

- Einfache und ergonomische Bedienung durch die Begleitperson
- Geschwindigkeit von 1,95–6 km/h stufenlos einstellbar
- Begleitsteuerung aktiv, wenn das System an der Begleitsteuerung eingeschaltet wurde





Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater:innen sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche erivo-Probefahrt bei dir zu Hause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kostenerstattung bei deiner Krankenkasse oder bezüglich der Hilfsmittelnummer.

0800 1224567 (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von
Mo.–Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

www.alber.de



Passt doch nicht ganz?

Es ist natürlich möglich, dass ein anderes Alber-Produkt einfach besser zu dir und deinen individuellen Anforderungen passt. Wir helfen dir gerne dabei, es zu finden. Vielleicht hast du schon einen für dich angepassten Rollstuhl und möchtest diesen gerne weiter nutzen? Entdecke weitere Mobilitätslösungen von Alber auf www.alber.de.



Klein. Leicht. Dein.

e-fix®

Der vielseitige Zusatzantrieb für deinen individuellen Rollstuhl.



Du bist hier:


erivo®

Der komfortable und faltbare Elektrorollstuhl.

Gut, besser, am Testen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich testen.
Per QR-Code geht's direkt zur Probefahrt.
erivo.alber.de/probefahrt





erivo – der komfortable und faltbare Elektrorollstuhl.

Der erivo ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

Jetzt den erivo kostenlos und unverbindlich testen:
erivo.alber.de/probefahrt

10.0001.6.01.02, Stand 08/2024 ©Alber GmbH, Albstadt.
Technische Änderungen vorbehalten.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen
info@alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)
Mo.–Do. 8:00–17:00 Uhr (durchgehend)
Fr. 8:00–16:00 Uhr (durchgehend)