

DRIVER

DER ROLLATOR FÜR ALLE WEGE



REHASENSE



DRIVER

NEUER OUTDOOR-ROLLATOR



MIT DRIVER SICHER DURCH JEDES GELÄNDE

Lernen Sie Driver kennen – den neuen Aluminium-Rollator für alle, die sich nicht damit abfinden, zu Hause zu bleiben! Entwickelt für täglichen Komfort und Abenteuer im Freien, vereint Driver Haltbarkeit, Stabilität und durchdachtes Design, um sicheres Gehen auf jedem Terrain zu ermöglichen – von Stadtstraßen über Waldwege und Seeufer bis hin zu unebenen Landwegen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, bietet Driver die perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Seine robuste, stabile Konstruktion macht ihn zu einem zuverlässigen Begleiter – auch auf unebenem Untergrund – und bleibt dabei leicht zu handhaben und zu transportieren.

AUF EINEN BLICK:

- Solide, stabile Aluminiumkonstruktion
- Große 10-Zoll-Räder mit weichen Reifen erleichtern die Fortbewegung auf unebenem Gelände
- Der leicht montierbare große Korb ermöglicht das Verstauen von bis zu 10 Kilogramm Gepäck
- Breitere Sitzfläche für das Ausruhen bei längeren Touren
- Rückengurt Klassik bietet ergonomischen Halt beim Sitzen
- Stockhalter ist einfach zu installieren

GRÖSSE & FARBE

Large: Dunkelgrün

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzergewicht	Sitzhöhe	Sitzbreite	Breite gefaltet	Breite gesamt	Gesamthöhe	Griffhöhen
Large 9,5 kg	bis 200 kg	59 cm	48 cm	22 cm	67 cm	80 cm	80-97 cm

BESONDERHEITEN



Sitzverriegelungsmechanismus mit speziellem Halter zum leichteren Ausklappen



Bequemer Griff zur Höhenverstellung



Einkaufskorb belastbar bis 10 kg



Stockhalter



Farblich abgesetzter Verschlussmechanismus



Sehr geringe Breite im gefalteten Zustand



Stoßdämpfende PUR-Softräder



Ihr Rehasense Fachhändler

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).



V1 2025