



smoov®



# Pushing limits.

smoov – der flexible Powerbooster für deinen Aktivrollstuhl.



[www.alber.de](http://www.alber.de)



# Hände frei für die schönen Dinge.

Der smooov ist ein innovativer Elektroantrieb, den du flexibel an deinen Rollstuhl an- und abdocken kannst, wann immer du einen zusätzlichen Powerboost benötigst. Der dezente Zusatzantrieb sorgt so für mehr Mobilität und ermöglicht es dir, jederzeit das zu tun, was du möchtest. Mit dem smooov bewältigst du mühelos Alltag, Ausflüge

und Reisen und sparst dabei viel Kraft. Dadurch kannst du dir wieder ganz neue Ziele setzen, jeden ausgedehnten Städtetrip mit Leichtigkeit meistern und richtig genießen. Der smooov ist ideal für unterwegs und unterstützt dich zuverlässig, wenn deine Kraft mal nachlässt.

# smoov passt zu dir, wenn

- ✓ du gerne sportlich aktiv und draußen unterwegs bist und dir für längere Strecken oder an Steigungen mal kurzfristig Unterstützung wünschst.
- ✓ du gerne auf Reisen bist und einen kompakten Zusatzantrieb möchtest, den du leicht mitnehmen kannst.
- ✓ du noch über ausreichende Kraft und Stabilität im Oberkörper und in den Händen verfügst.
- ✓ du deinen manuellen Rollstuhl behalten und nur manchmal Unterstützung beim Fahren möchtest.
- ✓ du bei Hilfsmitteln Wert auf zeitgemäßes Design, große Reichweite und gute Performance legst.
- ✓ du einen optisch dezenten Antrieb suchst, der das Aussehen deines Rollis nicht beeinträchtigt und eher unauffällig ist.
- ✓ du dein Leben vielseitig, frei und unabhängig gestalten möchtest.



# It's a smoove move.



## POWERBOOSTER

### Immer auf Achse.

Auf deinen neuen smoov ist immer Verlass: Mit seiner großen Reichweite schafft der kompakte und leistungsstarke Antrieb bis zu 150 kg Personengewicht und bringt dich super entspannt ans Ziel. Ob im Alltag oder auf Reisen: Mit dem smoov bist du richtig spritzig unterwegs. Den Akku kannst du übrigens bei Bedarf an jeder normalen Steckdose aufladen.

- ✓ **integrierter Akku**  
Reichweite\* bis zu 20 km
- ✓ **Nabenantrieb**  
leistungsstark & wartungsfrei
- ✓ **Steigungen**  
bis zu 16 %
- ✓ **Höchstgeschwindigkeit**  
bis zu 10 km/h

\* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und x q Topografie



REISEBUDDY

## Freiheit im Gepäck.


Mit dem smooov kannst du neue Orte und Ziele erreichen, die du sonst vielleicht gemieden hättest. Er unterstützt dich auf vielen Untergründen, ist ein echtes Leichtgewicht und hat sogar seine eigene Transporttasche – so kann er dich auf jeder Reise begleiten und ist immer bereit, wenn du ihn brauchst. Mithilfe des Entriegelungs- und Tragegriffs kannst du den smooov ganz einfach an- oder abdocken – sogar, während du im Rollstuhl sitzt.

### ✓ leicht transportieren

Mit seinen 7,2 kg kannst du den smooov überallhin mitnehmen.

### ✓ flexibel schwenken und lenken

Dank der frei drehbaren Lenkgabel und der frei gelagerten Aufhängung am Rollstuhl überwindest du easy Kanten und Bordsteine auf deinem Weg. Auch mit angedocktem smooov kannst du deinen Rollstuhl wie gewohnt ankippen und behältst beim Lenken die volle Wendigkeit. Durch das griffige Reifenprofil bringt smooov außerdem richtig Schub auf die Straße.





**SMARTY**

## Appsolut gut.

Du kannst den smooov mit deinem iOS- oder Android-Smartphone verbinden und so jederzeit seine Akkuladung oder Reichweite checken.

Neben der kostenlosen App mit vielen Zusatzoptionen punktet der smooov außerdem mit einem durchdachten technischen Gesamtpaket und vielen tollen Features.



### **Mobility App**

Die App bietet viele kostenlose Grundfunktionen. Wenn du magst, kannst du einzelne Pakete, z. B. Geschwindigkeits- oder Performanceupgrades, individuell dazubuchen.  
(Mehr dazu auf Seite 16)



### **Bluetooth®-Bediengerät**

Die Bedieneinheit für den smooov verbindest du bequem per Bluetooth® mit der Antriebseinheit.



### **USB-C-Anschluss**

Du bist unterwegs, das Handy ist leer und es ist keine Steckdose in Sicht? Dann lade es einfach am USB-C-Anschluss deines smooov auf.





## TRENDSETTER

## Form trifft Funktion.

Der smooov verdankt seine moderne Optik der leichten, aber stabilen Alulegierung und setzt mit seinem schlichten Design neue Maßstäbe. Das finden nicht nur wir, sondern dies gilt auch für die Red Dot Jury, die den smooov für seine Optik ausgezeichnet hat. Natürlich folgt das Design dabei allen Ansprüchen an Ergonomie und Funktionalität: also eine richtige Win-win-win Situation für dich.

✓ **LED-Rücklicht**

Auch bei Dunkelheit bist du mit dem smooov auf der sicheren Seite: Mit dem integrierten LED-Rücklicht wirst du gut gesehen.

✓ **Trage- und Entriegelungsgriff**

Mithilfe des Griffs kannst du den smooov besonders leicht an- und abdocken – sogar im Sitzen. Damit das klappt, ist der Griff besonders groß. Trotzdem fügt er sich nahtlos und harmonisch in die charakteristische smooov-Form ein.



## smooov auf Rezept.

Als anerkanntes Hilfsmittel kann der elektrische Zusatzantrieb von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen.

Das Alber-Team informiert gerne über die Abläufe und unterstützt dich bei den Anträgen.

Hilfsmittelnummer smooov

18.99.12.0002

REISEN



Der smoov ist IATA-konform und kann im Flugzeug mitgenommen werden.

# Be fly: einfach frei.

Mit dem smoov kannst du viele neue Ziele entdecken, ohne dir über den Weg Gedanken zu machen: Shoppe den ganzen Tag in der Stadt, in der du schon immer mal shoppen wolltest – der smoov unterstützt dich auch beim Transport deiner Beute.

Oder zieht es dich an weit entfernte Orte? Kein Problem: Natürlich ist der smoov so konzipiert, dass du ihn auch im Flugzeug mitnehmen kannst. Alle wichtigen Zertifikate dafür stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

# up, up



# & away

## Just in case.

Als dein neuer Reisebuddy hat der smooov auch seine eigene Tragetasche, damit du ihn optimal transportieren und überallhin mitnehmen kannst. Das praktische Reiscase mit Tragegriff kannst du bei deinem/deiner smooov-Fachhändler:in bestellen.

Mehr Infos zum Case auf Seite 15.



”

Ich fahre den smoov nun schon einige Zeit und würde ihn gegen nichts in der Welt eintauschen wollen. Innerhalb kürzester Zeit kann ich ihn an- und abkoppeln, was das Verladen in ein Auto enorm erleichtert. Was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass ich die Geschwindigkeit bei Bedarf 0,1 km/h genau einem/einer Fußgänger:in anpassen kann.

**Oliver aus Albstadt**

Dank smoov ist mein Leben einfacher. Ich komme an Orte, wo ich vorher nicht hinkonnte. Wenn ich Hilfe brauche, erledigt der Antrieb die harte Arbeit und mich muss niemand schieben. Reisen an unbekannte Orte machen mir nicht mehr Angst, da ich weiß, dass smoov mich dabei unterstützt. Ich kann mühelos einkaufen oder gehe mit meinem Hund Gassi, was ohne den smoov mit viel Anstrengung verbunden war.

**Alex aus Spanien**

“



# smoove's got the power.

**Schnell, wendig & wartungsarm:** Der leistungsstarke Nabenantrieb bringt dich mit bis zu 10 km/h schnell ans Ziel und bewältigt dabei Steigungen von bis zu 16 %. Dabei wiegt er gerade mal 7,2 kg und überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung und soliden Materialien.

## LIEFERUMFANG



### Halterungen

für das Andocken des smooov an Rollstühle mit starrem Rahmen und die Anbringung der Bedieneinheit an der Fußstütze sind im Lieferumfang enthalten.



## ANTRIEBSEINHEIT



## BEDIENEINHEIT

Mit der ergonomischen Bedieneinheit startest, stoppst und regulierst du die Geschwindigkeit. Die LED-Anzeige zeigt dir sowohl den Akkustand der Steuerung als auch den von deinem smooV an. Nach der schnellen und einfachen Montage einer dezenten Halterung lässt sich das kabellose Bediengerät mit einem Handgriff aufstecken und abnehmen sowie einfach via Bluetooth® mit der Antriebseinheit verbinden.



### Gut, besser, am Testen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich:  
Per QR-Code geht's direkt zur Probefahrt.  
[smoov.alber.de/probefahrt](https://smoov.alber.de/probefahrt)

# Dock on – dock off.

Der smoov passt an jeden Rollstuhl: Montiere dazu einfach die entsprechende Halterung an die Achse deines Starrrahmenrollstuhls oder klemme die gefeder- te Adapterachse zwischen die Seitenrahmen unter den Sitz deines Faltrahmens. Alle gewohnten Funktionen deines Rollstuhls bleiben erhalten. Danach kannst du den smoov jederzeit über den Entriegelungs- und Tragegriff an- und abdo- cken: ganz einfach, während du im Rollstuhl sitzt. Durch die Drehlagerung kann der Rollstuhl samt smoov angekippt gefahren werden.

## Einfach dran:

mit der optionalen Klemm- achse (für Faltrahmen) & der serienmäßigen Halterung (für Starrrahmen)



**Halterung montieren:** Die passenden Halterungen (für Antrieb und Bedienein- heit) sind im Lieferumfang enthalten. Die Klemmachse (für Faltrahmen) kannst du zusätzlich bei deinem/deiner Fachhänd- ler:in bestellen.



Hier geht's zum Aufbau- Video



## Technische Daten

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Hilfsmittelnummer:</b>     | 18.99.12.0002                                            |
| <b>Geschwindigkeit</b>        | 6 km/h, optional 10 km/h                                 |
| <b>Gewicht</b>                |                                                          |
| gesamt                        | 7,2 kg                                                   |
| max. Personengewicht*         | max. 150 kg                                              |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | max. 170 kg<br>(smoov, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer:in) |
| <b>Reichweite**</b>           | bis zu 20 km                                             |
| <b>Akku</b>                   | Lithium-Ionen 216 Wh                                     |
| Ladezeit                      | ca. 6 h                                                  |
| <b>Maße</b>                   | 385 mm x 145 mm x 340 mm (LxBxH)                         |

\* Die Grenzwerte des Rollstuhlherstellers sind zu beachten

\*\* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie

SMOOV CASE

# In case of travelling.

**Sicher verstaut:** Die passenden Ausformungen halten den smoov an Ort und Stelle. So verrutscht garantiert nix.



**Gewicht:**  
1,5 kg



**Maße H x B x T:**  
40 x 45 x 17 cm



## Alles drin:

### Antirutsch-Gummierung:

Leg das Case auf deinen Schoß – und ab geht's.

### Zip zap, auf und zu:

Der umlaufende Reißverschluss macht dir die Handhabung sehr einfach.

### Alles im Griff:

Schnappe dir dein smoov Case – und los geht's. Ein Umhängerriemen ist auch dabei.

### Standfest:

Die durchgehenden Füße sorgen für Halt beim Abstellen des Case.

### Praktisch:

Großes Außenfach für deine Sachen – so musst du nur eine Tasche mitnehmen.

MOBILITY APP

# Genau dein Style: mobile.

Verbinde den smooov mit deinem iOS- oder Android-Smartphone. So nimmst du Einstellungen direkt vor und behältst Akkuladung, Reichweite und Co. immer im Blick. Über die Performance-Funktion kannst du den Lenkwinkel einstellen, ab dem die Unterstützung des Antriebsrads abgeschaltet wird (zwischen 35 und 55 Grad zu jeder Seite). Mit den optional erhältlichen Zusatzfunktionen wie Speed und Auto Speed kannst du den smooov individuell für dich optimieren. Die Mobility App ist über den Apple App Store für iOS und Play Store für Android erhältlich. Die beiden Upgrades kannst du über die App selbst kaufen und direkt bezahlen (In-App-Kauf).



## Speed

Erhöht die maximale Geschwindigkeit von 6 km/h auf 10 km/h.


**Preis: 129,99 € inkl. MwSt.**



## Auto Speed

Mit einem „Dreh“ auf deiner Lieblingsreisegeschwindigkeit cruisen: Speichere das gewünschte Tempo über die App ein und aktiviere es mit der Bedieneinheit, wann immer du möchtest.

**Preis: 29,99 € inkl. MwSt.**



Play Store



App Store





# Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater:innen sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche smooov-Probefahrt bei dir zu Hause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kostenerstattung bei deiner Krankenkasse oder bezüglich der Hilfsmittelnnummer.

**0800 1224567** (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von  
Mo.–Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

**[www.alber.de](http://www.alber.de)**



# Passt doch nicht ganz?

Es ist natürlich möglich, dass ein anderes Alber-Produkt einfach besser zu dir und deinen individuellen Anforderungen passt. In diesem Fall helfen wir dir gerne dabei, es zu finden. Soll es ein wenig mehr unterstützen oder dir noch mehr Aktionsradius bieten?

Entdecke weitere Mobilitätslösungen von Alber auf [www.alber.de](http://www.alber.de).



Aktiver anschieben

## e-motion®

Der kraftverstärkende Antrieb für deinen Rollstuhl.



Du bist hier:

## smooov®

Der flexible Power-booster für deinen Aktivrollstuhl.



Mehr Reichweite

## e-pilot®

Das ausdauernde Zuggerät für deinen Rollstuhl.




### Gut, besser, am Testen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich:

Per QR-Code geht's direkt zur Probefahrt.

[smooov.alber.de/probefahrt](http://smooov.alber.de/probefahrt)



## smoov – der flexible Powerbooster für deinen Aktivrollstuhl.

Der smoov ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

**Jetzt den smoov kostenlos und unverbindlich testen:**  
[smoov.alber.de/probefahrt](https://smoov.alber.de/probefahrt)

Alber GmbH  
Vor dem Weißen Stein 14  
72461 Albstadt-Tailfingen  
[info@alber.de](mailto:info@alber.de)  
[www.alber.de](https://www.alber.de)

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)  
Mo.–Do. 8:00–17:00 Uhr (durchgehend)  
Fr. 8:00–16:00 Uhr (durchgehend)

MADE IN GERMANY