

S800

BY SCOOZY®

Das moderne Elektromobil für
einen aktiven Lebensstil



Fahren auf neue Art

Modern, stilvoll und für Abenteuer gebaut – der Sterling S800 von Scoozy hebt Mobilität auf die nächste Stufe. Große Räder, fortschrittliche Federung und eine 70Ah-Lithiumbatterie sorgen für eine unvergleichlich ruhige und stabile Fahrt auf jedem Gelände mit einer Reichweite von bis zu 50 km. Die intuitive, fahrradähnliche Steuerung erlaubt eine einfache Bedienung des S800 von Scoozy;

Es ist die ideale Wahl für alle, die aktiv und unabhängig bleiben möchten – sei es, um die Straßen der Stadt zu erkunden oder in die Natur zu gehen. Ziehen Sie überall Blicke auf sich. Mit eleganter und moderner Ästhetik ist der S800 von Scoozy nicht nur ein Transportmittel – er ist ein Statement.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera deines Handys, um Videos anzusehen.





Das ist nicht nur ein
Transportmittel...

Es ist ein Statement.

Für Ihre Reise entworfen

Der S800 von Scoozy ist darauf ausgelegt, jede Fahrt mit **Komfort, Kraft und Zuverlässigkeit** zu verbessern. Egal, ob Sie durch Gelände navigieren, lange Abenteuer genießen oder steile Anstiege bewältigen – die fortschrittlichen Funktionen sorgen dafür, dass Sie mühelos und selbstbewusst in Bewegung kommen.

Grip, der Ihnen die Kontrolle gibt

Bewegen Sie sich sicher auf Naturpfaden, in städtischen Umgebungen und auf unebenen Straßen. Die robusten 18-Zoll-Räder bieten hervorragenden Grip und Stabilität und sorgen für eine ruhige und sichere Fahrt auf verschiedenen Oberflächen.



Weiter fahren mit weniger Aufladungen

Genießen Sie die Freiheit, mit einer unübertroffenen Reichweite von bis zu 50 km* mit einer einzigen Ladung noch mehr zu entdecken. Perfekt für lange Fahrten und ausgedehnte Abenteuer.



*Die Reichweite hängt von der Bodenbeschaffenheit, dem Gewicht des Fahrers, dem Fahrverhalten, der Temperatur und dem Gelände ab.



Überlegene Federung für eine ruhige Fahrt

Sobald Sie sich hinsetzen, erleben Sie höchsten Fahrkomfort, egal ob auf Stadtstraßen oder in unwegsamem Gelände. Dank der Federung vorne und hinten wird jede Bewegung abgefedert und sorgt für ein angenehmeres Fahrerlebnis. Die hintere Federung ist zudem einstellbar, sodass Sie die Konfiguration genau auf Ihr individuelles Bedürfnis an Unterstützung und Komfort.



Müheloses Bergauffahren und Beschleunigen

Sanfte und dennoch reaktionsschnelle Beschleunigung dank eines leistungsstarken Motors, der beeindruckendes Drehmoment und Leistung bietet und hohe Bordsteinkanten und steile Anstiege mühelos bewältigt.

Geschwindigkeit – schneller ans Ziel

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h kommen Sie flott voran und behalten dabei die volle Kontrolle und Sicherheit.

Entwickelt für Ihren Komfort

Der Sterling S800 von Scoozy sorgt mit seinem ergonomischen Design, seinem weichen, gepolsterten Sitz, der stützenden Rückenlehne und den einfachen Einstellmöglichkeiten für Ihre perfekte Position.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um zu sehen, wie einfach sich der Sitz verstellen lässt.



Gestaltet mit großem Platzangebot

Der S800 von Scoozy verfügt über einen großen offenen Fußraum, in dem Sie Ihre Füße bequem platzieren können, wodurch die Belastung für den Körper reduziert wird und eine ruhigere, angenehmere Fahrt über Unebenheiten und Hindernisse ermöglicht wird.



Verstellbare Sitze für individuellen Komfort

Finden Sie Ihre perfekte Position mit leicht bedienbaren Sitzverstellungen. Der Sterling S800 von Scoozy passt sich Ihrer idealen Körperhaltung an und verbessert so Ihr gesamtes Fahrerlebnis.



Einfach zu bedienende Steuerelemente

Navigieren Sie mühelos mit dem vertrauten Lenker im Fahrradstil, der mit intuitiven Steuerelementen ausgestattet ist: Daumengas, Tempomat und handbetätigte Bremsen geben Ihnen jederzeit die volle Kontrolle.

Dank des ergonomischen Designs bleiben Ihre Hände, Arme und Ihr Rücken belastungsfrei, sodass Sie die Fahrt genauso genießen können wie das Ziel. Das große Farbdisplay mit NFC-Tag-Sperrtechnologie sorgt für die Sicherheit Ihres S800 und bietet ein modernes Benutzererlebnis.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um zu sehen, wie einfach sich der S800 fahren lässt.





Ein Elektromobil wie kein anderes

Starten Sie mit dem S800 von Scoozy, einem Meisterwerk modernen Designs und modernster Technik, in die Zukunft. Dieses Elektromobil wurde für diejenigen entwickelt, die es wagen, ihre Fortbewegung neu zu definieren. Er besticht durch eine schlanke, futuristische Silhouette, klare Linien und eine hochwertige Verarbeitung. Seine stromlinienförmige Karosserie und die subtilen Kurven ziehen überall die Blicke auf sich und bieten ein Fahrerlebnis, das ebenso stilvoll wie fortschrittlich ist.



Alles, was Sie brauchen, auf einen Blick

Vollfarbiges **LCD-Display**, **NFC-Sperrfunktion** und **USB-Ladeanschluss**.



Müheloses Navigieren

Navigieren Sie mühelos mit dem vertrauten **Lenker im Fahrradstil**, der über einen Daumengashebel, handbetätigte Bremsen und einen Tempomat verfügt.



Individuell anpassbar

An der Zubehörleiste lassen sich ganz einfach verschiedene **hochwertige Zubehörteile** befestigen.



Sichtbar sein, sicher sein

Integrierte **LED-Leuchten und Blinker** sorgen Tag und Nacht für zuverlässige Beleuchtung.



Große Reichweite – lange Strecken ohne Laden

Die 70-Ah-Lithiumbatterie bietet eine **Reichweite von 50 km** für sorgenfreies Reisen – selbst bei Minustemperaturen – und kann jederzeit ohne Leistungsverlust aufgeladen werden.



Ergonomisches Sitzen

Erstklassiges Sitzerlebnis mit **weichem, gepolstertem Sitz** und **stützender Rückenlehne**.



Überragende Traktion

Robuste **18-Zoll-Räder** sorgen für unübertroffene Bodenhaftung und Stabilität.



Komfortables Fahrgefühl

Die **fortschrittliche Federung** absorbiert Stöße und sorgt für ein komfortables Fahrgefühl auf jedem Terrain.



Bequeme Beinposition

Die **großzügige Beinfreiheit** sorgt für eine optimale ergonomische Sitzposition.



Bleiben Sie in Verbindung mit der Sterling App

Die Sterling App bietet wertvolle Einblicke und Unterstützung, sodass sowohl Nutzer als auch ihre Pflegekräfte oder Familienangehörigen jederzeit informiert und in jeder Phase des Prozesses einbezogen sind.



Bleiben Sie sicher mit Sofortbenachrichtigungen und Notfallmeldungen:

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Stöße, Zwischenfälle oder Stürze, wobei automatische Warnmeldungen an Notfallkontakte gesendet werden, um schnelle Hilfe zu erhalten.



Maximieren Sie die Akkulaufzeit und -leistung: Verfolgen Sie Ladevorgänge, erhalten Sie Warnmeldungen bei niedrigem Akkustand und überwachen Sie den Akkuzustand, damit Ihr Roller reibungslos funktioniert.



Verfolgen Sie Ihre Fahrt mühelos und bleiben Sie auf dem Laufenden: Behalten Sie Standort, Akkulaufzeit und Zustand des Elektromobils im Auge und überprüfen Sie gleichzeitig den Fahrverlauf, um über Nutzung und Wartung auf dem Laufenden zu bleiben.



Zubehör

Personalisieren Sie Ihr S800 von Scoozy mit einer Reihe hochwertiger Zubehörteile. Alle lassen sich mühelos an den Befestigungsrohren anbringen und bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Fahrerlebnis zu verbessern.

Befestigungsrohre

Auf der Rückseite des Rahmens und unter dem Sitz befindet sich ein Befestigungsrohr zur Montage verschiedener universeller Elektromobil-Zubehörteile, wie z.B. einem Sonnendach, einem reflektierenden Aufkleber (in Deutschland vorgeschrieben), einer Halterung für Gehstöcke, Rollatoren oder Sauerstoffflaschen.

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um zu sehen, wie einfach die Installation von Zubehör ist.



Eine schnelle und einfache Bestellung gelingt mit den auf dem Bestellformular verfügbaren Optionen.



KLICKfix-Adapter für Zubehör von Drittanbietern

Bestellen Sie den Klickfix-Adapter separat, um passendes KLICKfix-Zubehör selbst zu montieren! Der KLICKfix-Lenkeradapter mit Klemme wird für die Korbmontage an der Zubehörstange benötigt.



Rückspiegel (links + rechts)

Der Spiegel für die Montage links + rechts aus schwarzem Kunststoff, Größe 105 mm.



Abnehmbarer Korb (mit KLICKfix-Adapter)

Der KLICKfix Lamello 18L Korb bietet einen einfachen Zugriff und einen sicheren Platz für Ihre persönlichen Gegenstände.



RAM Mount Telefonhalter

Der RAM Mount Telefonhalter mit U-Montageklemme kann an der vorderen Zubehörstange angebracht werden. Sie können Ihr Handy ganz einfach in den X-förmigen Halter ein- und ausklicken. Platzieren Sie Ihr Gerät horizontal oder vertikal in der Halterung.



Vario Rack (Sport)*

Die kompakten, leichten KLICKfix-Gepäckträger lassen sich in zwei Höhen am Lenkeradapter einrasten. Clip-on-Haken justieren die Gurte am Aluminiumrahmen und ein verstellbarer Zentralgurt mit Schnalle und Reflektor sichert das Gepäck.



Reisenthel Stoffkorb*

Bringen Sie Farbe ins Spiel mit dem KLICKfix Reisenthel Stoffkorb für Fahrräder, mit Fronttasche, Reißverschlussfach im Inneren, Handytasche, Kordelzugöffnung und abnehmbarer Tasche. Kompatibel mit dem KLICKfix Lenkeradaptersystem.



Doggy Korb*

Der KLICKfix Doggy ist eine komfortable Lenkertasche für Haustiere bis zu 5 kg. Mit Tragegriff, Reflektor, Reißverschluss tasche und Netzfächern. Lässt sich sicher am Lenkeradapter befestigen.



Windschutzscheibe*

Ziehen Sie eine Polisport-Windschutzscheibe in Betracht. Diese Windschutzscheibe hat die gleichen Abmessungen wie die für einen Roller und passt perfekt auf die S800 von Scoozy Front Zubehörstange**.

*Nur über Drittanbieter bestellbar.

**Der Klickfix-Adapter mit Korb passt nicht zusammen mit dem Windschutz.

Technische Daten

Gesamtbreite
/Gesamtlänge 680 x 1370 mm

Effektive Sitztiefe 430 mm

Effektive Sitzbreite 508 mm

Max. Geschwindigkeit 15 km/h

Max. Zuladung 161 kg

Reichweite
(ISO 7176-15)* 50 km

Batterie Lithium-Ionen 24V 70 Ah

Reifen 18" Luftreifen

Wenderadius 1400 mm

Gewicht
inkl. Batterien 100 kg

Steuerung Daumengas
links oder rechts

Bordsteinkantenüber-
windung Max. 100 mm

Farbe Hellgrün (RAL6021)

*Die Reichweite hängt von der Bodenbeschaffenheit, dem Gewicht des Fahrers, dem Fahrverhalten, der Temperatur und dem Gelände ab.

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de



S800 By Scoozy Brochure Rev. 3 2025

Nachdem Sie nun alles über den Sterling S800 von Scoozy gelesen haben, vereinbaren Sie doch eine kostenlose Vorführung und überzeugen Sie sich selbst!



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, um noch heute eine kostenlose Probefahrt zu buchen.

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



www.sunrisemedical.de



000690882/Sonnendruck/1500/0326



WHERE YOU WANT TO BE.