

DOORSTEP

RAMPEN AUS HOCHFESTEM ALUMINIUM

MICRO



MINI



VERSTELLBAR



Ansicht der
Micro-Schwellenrampe

HANDLICH UND PRAKTISCH



Ansicht der Mini-Schwellenrampe

BESONDERHEITEN

Unser Angebot umfasst 3 verschiedene Schwellenrampen, die praktisch sind und sich sehr einfach positionieren lassen. Sie können zum Überwinden von verschiedenen Schwellen, kleinen einzelnen Stufen und anderen Hindernissen eingesetzt werden. Die geriffelte und anodisierte Oberfläche sorgt für zuverlässigen Halt, auch bei nassen Bedingungen und für extrem hohe Beständigkeit gegen Kratzer. Die Rampen sind leicht und flexibel zu handhaben.

AUF EINEN BLICK

- Innovatives Design für leichtes Überwinden von kleinen Hindernissen (drinnen und draußen)
- Geriffelte und anodisierte Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt, auch bei Nässe
- Hergestellt aus hochfestem Aluminium: hohe Beständigkeit gegen Kratzer
- Leicht transportierbar: Die beiden Mini Schwellenrampen verfügen über praktische Tragegriffe und können gefaltet werden
- Unkomplizierte Handhabung

TECHNISCHE DATEN


DOORSTEP	Breite (mm)	Max. Höhe für die Treppenstufe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Nettogewicht (kg)	Artikelnummer
Micro	2 x 250	30-70	350	2 x 1,1	PFD04225
Mini	760	30-70	350	3,3	PFD04076
Verstellbar	760	30-70	350	1,6	PAW04276

FARBEN

Aluminium



- Micro-Schwellenrampe
- Set von 2 Stück
- inkl. Tasche
- faltbar



- Mini-Schwellenrampe
- 1 Stück
- faltbar in der Länge



- Verstellbare Schwellenrampen
- 1 Stück

