



WOLTURNUS

Wolturnus
KIDS
25/26

Kinderreha
von Anfang an!



ORMESA

BP Bodypoint®

HEADALOFT™
Breathe | Communicate | Live

daytot



WOLTURNUS

Für weitere Informationen zu unseren Produkten,
Beratungsanfrage und Vorführungen besuchen Sie
unsere Website:
WWW.WOLTURNUSKIDS.DE



Wolturnus Kids steht für ein
Portfolio an Kinderreha Produkten
für Inklusion, Teilhabe und
Frühförderung von Anfang an.

Bei uns finden Sie innovative
und kindgerechte Produkte aus
eigener Produktion, sowie von
ausgewählten Partnern.

Unsere Vielfalt an Kinderreha
Produkten sollen dem Kind,
den Eltern, den Therapeuten
den Alltag erleichtern und
zugleich bestmögliche klinische
Unterstützung bieten.



Frühförderung

Travel Sit	4
Daytot Joey	6
Daytot Neo+	7
Birillo	8

Autositze & Zubehör

HeadAloft 360°	9
HeadAloft	10
Simon Autokindersitz	11
QAI Autokindersitz	12

REHAWAGEN

Trollino	14
Trolli	15
Balto	16
Grillo GPS	18

Sitzhilfen

Grillo Integrativstuhl	20
Grillo Therapiestuhl	22
NeoSIT School	24
NeoSIT HL	25
Multifunktionstisch	26

Stehhilfen

Mini Standy	27
Lori	28
Baffin Trio	29

Laufhilfen

Frame Runner	30
Grillo	32
Dynamico	34

Therapieräder

Hop Bikes	35
Biko	36

Rollstühle & Zubehör

Bodypoint	38
W5 Junior	39
A-Run	40
Juditta	41

Wolturnus Erwachsene

Erwachsenen und Aktiv Rollstühle Portfolio	42
---	----



Travel Sit

mobiles Lagerungssystem

HMV Nr : 20 29 02 0000

Eigenschaften

- Gute Positionierungsmöglichkeiten
- Einstellbare Becken- und Rumpfpelotten
- Schmutzabweisender "Zero Spot" Bezug
- Unterstützt Teilhabe und Integration
- Unterstützt die Positionierung unterwegs

Der Travel Sit bietet sowohl in Kindergarten, als auch Unterwegs eine gute Lagerungsmöglichkeit, zur Sicherung des Therapieerfolges

Er lässt sich einfach den Unterstützungsbedarf des Kindes anpassen. Durch seine Befestigungsgurte, lässt er sich werkzeuglos z. B. an Stühle, vorhandene Rehawagen, oder andere stabile Untergestelle montieren.



Ausstattung

- Einstellbare Beckenführung
- Beckengurt Rumpfpelotten mit Brustgurt
- Kontur Kopfstütze
- Weiche Sitz- und Rückenpolsterung

In Verbindung mit der optionalen Bodenplattform, ermöglicht der Travel Sit zum Beispiel, das Spielen in Bodennähe mit anderen Kindern. Hierdurch unterstützt er den Integrationsprozess und die Teilhabe in der Gemeinschaft. Zur Entlastung, lässt sich die Bodenplattform im Rückenwinkel verstellen.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
MAX NUTZERGEWICHT	30 KG	30 KG
PRODUKTGEWICHT	5 KG	5 KG
SITZTIEFE	26 CM	31 CM
SITZBREITE	17 - 24 CM	22 - 35 CM
RÜCKENHÖHE	52 CM	62 CM
BREITE BRUSTPELOT- TEN	16 - 22 CM	23 - 30 CM
ALTER	CA 1 - 4 JAHRE	CA 3 - 6 JAHRE

daytot

daytot Joey

Krabbelhilfe

HMV Nr : 32 29 02 1005

Eigenschaften

- 360° Krabbelhilfe für die Frühförderung
- 5-Punkt Unterstützung
- Mitwachsend
- Frühe Mobilisation und Entwicklungsförderung

Die Joey Krabbelhilfe ist das perfekte Hilfsmittel für Therapeuten, die Eltern dabei unterstützen möchten, die frühen motorischen Fähigkeiten ihrer Babys zu verbessern. In den ersten Monaten zu Hause ist es entscheidend, dass das Baby unabhängige Bewegung auf dem Bauch lernt und sich frei bewegen kann. Joey stützt das Baby dabei sanft und sicher, um die Grundlagen für eine gesunde körperliche und kognitive Entwicklung zu legen.

Durch die Förderung der Bauchlage und des Krabbelns ermöglicht Joey wichtige bodennahe Aktivitäten, die die Muskelkraft, das Gleichgewicht, die Koordination und die motorischen Fähigkeiten des Babys verbessern. Unsere klinische Forschung zeigt, dass ein frühes Eingreifen einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit eines Babys hat, neue Fähigkeiten zu erlernen und motorische Herausforderungen in den ersten Lebensjahren zu überwinden.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
MAX. NUTZER-GEWICHT	5 KG	10 KG
GESAMTLÄNGE	41 CM	59 CM
GESAMTBREITE	45,5 CM	45,5 CM
GESAMTHÖHE	7,5 CM	8 CM
SITZHÖHE	20 - 28 CM	23 - 31 CM
ALTER CA.	0 - 2 MONATE	2 - 6 MONATE

daytot

daytot Neo+

Lagerungssystem

HMV Nr : 20 29 99 0xxx

Eigenschaften

- Leicht zu transportieren
- Flexibel Einsetzbar
- Individuell anpassbare Positionierungshilfe
- Unterstützt wichtige Therapeutische Ziele wie z. B. Rücken-, Bauch- und Seitenlage)

Die Frühförderung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Babies und Kleinkinder, mit einer möglichen Entwicklungsverzögerung, ihr Entwicklungspotenzial erreichen. Babies und Kleinkinder mit welcher zusätzliche Haltungsunterstützung benötigen sollten so früh wie möglich behandelt werden, um die bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten. Durch die individuell anpassbare Vakuumform des Neo+ kann das System an die speziellen Bedürfnisse zu Symmetrie, Erweiterung des Bewegungsspielraums und Entwicklung der Körperform angepasst werden. Zusätzlich können individuelle motorische Ziele für jeden Nutzer festgelegt werden, um ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu beurteilen. Dies ermöglicht Therapeuten, gezielte Interventionen zur Förderung der Entwicklung ihrer jungen Patienten einzuleiten.



INDIKATIONEN

Das Neo+ Lagerungssystem ist für Säuglinge von 0-18 Monaten mit Entwicklungsverzögerungen und unterstützt die folgenden Indikationen:

Hypotonie: Das Neo+ Lagerungssystem hilft bei der Stärkung der Muskeln und der Verbesserung der Muskelspannung bei Säuglingen mit Muskelschwäche

Extensor-Musterbildung: Durch gezielte Positionierung fördert das System die richtige Haltung und beugt Muskelungleichgewichten vor

Schwache zentrale Kontrolle: Nach Operationen oder längeren Liegezeiten in Rückenlage unterstützt Neo+ die Entwicklung der zentralen Rumpfstärke

Skelettasymmetrien: Bei Skoliose, Torticollis oder Vorlieben für Kopfdrehungen bietet das System gezielte Unterstützung



SPEZIFIKATIONEN	EINE GRÖSSE
MAX. NUTZER-GEWICHT	15 KG
ALTER CA.	0 -18 MONATE

Birillo

Trippelhilfe

HMV Nr : 32 29 02 0xxx

Eigenschaften

- **Stabile Sitzposition durch 3-Eck Rücken**
- **Handbügel höhen- und tiefenverstellbar**
- **4 Leichtlaufrollen**
- **Einstellbare Sitzhöhe**



Das Birillo ist ein therapeutisches Bewegungsgerät zur frühen Aktivierung und Fortbewegung im Trippeln. Die höhenverstellbare Sitzfläche in Verbindung mit dem Dreiecksrücken bieten eine stabile Sitzposition, so dass auch Kleinkinder sich schon aktiv im Trippeln fortbewegen können. Dies fördert die Integration und Teilhabe zu Hause oder im Kindergarten.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4
MAX. NUTZER-GEWICHT	30 KG	40 KG	50 KG	60 KG
SITZTIEFE	18 CM	20 CM	23 CM	30 CM
SITZBREITE	BIS 22 CM	BIS 26 CM	BIS 30 CM	BIS 38 CM
RÜCKENHÖHE	18 CM	19 CM	21 CM	26 CM
SITZHÖHE	20 - 28 CM	23 - 31 CM	23 - 31 CM	27 - 38 CM
HÖHE HANDBÜGEL	34 - 48 CM	40 - 56 CM	40 - 56 CM	43 - 74 CM
GESTELLBREITE	59 CM	65 CM	73 CM	78 CM
GESTELLLÄNGE	50 CM	51 CM	59 CM	60 CM
WENDEKREIS	67 CM	73 CM	81 CM	89 CM



HeadAloft 360°

Multifunktions Kopfstützenssystem

HMV Nr :

18 99 99 0999 Zubehör für Rollstühle

26 99 02 3000 Zubehör für Sitzschalen

Unterstützt die Kopfhaltung
vielseitig Montierbar
2-Größen Stirnbänder
Werkzeuglos einstellbar

HEADALOFT 360™ lässt sich äußerst einfach montieren und wieder demontieren. Die hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht auch eine einfache Anpassung an einen anderen Benutzer oder sogar an denselben Benutzer, der lediglich die Position ändern möchte. Zwei Stirnbänder sind im Lieferumfang enthalten, die vorne zur Unterstützung verwendet werden. Headaloft 360 kann sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen verwendet werden.

HEADALOFT™ bietet viele Vorteile:

- Verbessert die Körpersymmetrie
- Ermöglicht eine sanftere Atmung
- Leichteres Essen und Schlucken
- Bessere Kommunikation und soziales Engagement
- Leichtere Blickkontrolle und Interaktion
- Ergonomische Nackenstütze
- Leichtere Ruhephasen im Rollstuhl oder Therapiestuhl
- Vorbeugung von Druckstellen am Hals



Hochwertiges Material



Einfach zu montieren an vielen Hilfsmitteln



Passend für Rollstühle, Laufhilfen, Stehhilfen und Therapiestühle



Maschinenwaschbar

HeadAloft

Kopfpositionierung

HMV Nr.:

26 11 06 2000 Zubehör für Autokindersitze

18 99 99 0999 Zubehör für Rollstühle

26 99 02 3000 Zubehör für Sitzschalen

Unterstützt die Kopfhaltung

getestet für Autotransport

3-Größen Stirnbänder

Inklusive Nackenstützpolster

Headaloft unterstützt die Kopfkontrolle und Haltung zum Beispiel bei:

- Fahrt im Autokindersitz
- Nahrungsaufnahme
- Interaktion mit anderen
- Lernen an Kommunikationshilfen mit Augensteuerung
- Steuerung von Elektrorollstühlen mit Kinnsteuerung



An viele Kopfstützen montierbar



Passend für Autositze und Sitzsysteme



Crashgetestet



Maschinenwaschbar

simon

Simon

Autokindersitz

HMV Nr 26 11 06 0032

- Gestet nach ECE-R129/03
- 10° Sitzneigung per Gasfeder
- Integrierte Lautsprecher
- Drehplatte mit ISO-Fix Halterung
- Multikontur Kopfstütze

Der Simon-Autositz für Kinder bietet Ihrem Kind während der Fahrt ultimativen Komfort und Sicherheit. Er entspricht den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 129 und ist für i-Size-Sitzplätze konzipiert, die vom Fahrzeughersteller empfohlen werden.

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Kind auf jeder Fahrt in einer bequemen und sicheren Position ist. Die integrierte Drehplatte mit Isofix Adapter erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen des Kindes. Die einzigartige Sitzwinkelverstellung per Gasfeder ermöglicht eine schnelle Einstellung auf eine Ruheposition. Darüber hinaus verfügt der Simon-Autositz über integrierte Lautsprecher für eine entspannte Reise.



SPEZIFIKATIONEN	EINE GRÖSSE
KÖRPERGRÖSSE	100 - 150 CM
SITZBREITE	18 - 28 CM
SITZTIEFE	27 - 37 CM
RÜCKENHÖHE	33 - 53 CM
GESAMTBREITE	57 - 65 CM
GESAMTBREITE	54 - 62 CM
RÜCKENWINKEL	90° - 115°
SITZWINKEL	0° - 10°
ALTER	CA 9 MONATE - 10 JAHRE

QAI

REHA Kinderautositz

HMV Nr 26 11 06 0xxx

- **Zertifiziert nach ECER129/04 S**
- **360° Drehfunktion für einfaches Handling**
- **Flexible Sitzpositionen: rückwärts und vorwärts**
- **Umfangreiche Unterstützung und Anpassung**
- **Umfangreiche Positionierungsoptionen**



QAI – der mitwachsende Autokindersitz für besondere Anforderungen

Wenn Ihr Kind mehr Unterstützung braucht, zählt jeder Handgriff – und jede Fahrt soll so sicher und komfortabel wie möglich sein. Der QAI wurde genau dafür entwickelt: ein innovativer Kindersitz, der mitdenkt und mitwächst.

- **Geprüfte Sicherheit:** Mehr als 40 Crashtests belegen: Der QAI erfüllt höchste europäische Sicherheitsstandards – für Ihr gutes Gefühl unterwegs.
- **Einfaches Handling:** Dank der Drehfunktion lässt sich der Sitz bequem zur Fahrzeugtür drehen, egal auf welcher Seite er eingesetzt wird. So wird das Ein- und Aussteigen spürbar erleichtert – besonders bei engen Platzverhältnissen oder wenn Ihr Kind Unterstützung braucht.
- **Mitwachsend & anpassbar:** Ob klein oder groß – der QAI passt sich an. Rückwärtsgerichtet nutzbar ab 61 cm, vorwärtsgerichtet ab 76 cm Körpergröße. Sitzneigung, Rückenlehne und Kopfstütze lassen sich individuell an das motorische Profil und die Größe Ihres Kindes anpassen.
- **Stabil & bequem:** Seitenstützen, Hüftpolster, Abduktionskeil und eine einstellbare Kopfstütze sorgen für eine sichere Sitzposition – auch bei längeren Fahrten.

QAI – weil Mobilität für alle Kinder selbstverständlich sein sollte.



Ausstattung

- Drehbarer Sitz (360°) mit einfacher Arretierung
 - Rückwärtsgerichtet (61-105 cm) und vorwärtsgerichtet (ab 76 cm) nutzbar
 - Höhenverstellbare Rückenlehne mit Neigungsverstellung
 - Seitenpelotten, Kopfstütze, Abduktionskeil und Hüftpolster
 - Weiche Einlagen zur Anpassung der Sitzfläche
 - Höhen- und winkelverstellbare Fußstütze
 - ISOFIX-kompatibel
- Optimale Unterstützung: Die höhen- und winkelverstellbare Fußstütze sorgt dafür, dass die Beine Ihres Kindes gut gestützt werden – ein wichtiger Beitrag zu einer ergonomischen Sitzhaltung, auch auf längeren Strecken.
 - Stabil & bequem: Seitenstützen, Hüftpolster, Abduktionskeil und eine individuell einstellbare Kopfstütze sorgen für eine sichere, aufrechte und bequeme Sitzposition.
 - Schnell & sicher befestigt: Der QAI wird serienmäßig mit einer ISOFIX-Basis geliefert – für eine einfache und zuverlässige Installation im Fahrzeug.
 - Passt auch optisch: Erhältlich in elegantem Schwarz oder dezentem Grau fügt sich der Sitz harmonisch in jedes Fahrzeuginterieur ein.



SPEZIFIKATIONEN	EINE GRÖSSE
KÖRPERGRÖSSE	61 - 150 CM
SITZBREITE	30 CM / MIT POLSTER 26 CM
SITZTIEFE	30 CM / MIT POLSTER 17 CM
SCHULTERHÖHE	30 - 50 CM
KOPFSTÜTZENHÖHE	52 - 73 CM
FUSSSTÜTZE (BREITE X TIEFE)	30 X 19 CM

Trollino

Rehabuggy

HMV Nr 18 99 01 1058

- Patentierter Faltmechanismus
- Getestet für Autotransport
- Einstellbare Rückenhöhe und Sitztiefe
- Winkelverstellbare Rückenlehne
- 4 ansprechende Polsterfarben

Der Trollino ist ein leichter und robuster Rehabuggy für unterwegs. Dank des patentierten Sicherheitsfaltmechanismus ergibt sich ein kompaktes Faltmaß für den einfachen Transport. Die hygienische "Bienenwaben" Polsterung ermöglicht eine gute Luftzirkulation und ist äußerst robust (ISO 12947). Sie ist in den Farben, rot, blau, pink und schwarz erhältlich. Dank der serienmäßigen Begleiterbremse und den robusten pannensicheren Rädern ist der Trollino auch in hügeligem Gelände und z. B. auf Feldwegen gut händelbar. Mit dem umfangreichen Zubehör kann dem Nutzer die benötigte Unterstützung und Komfort geboten werden. Zudem ist der Trollino für die Nutzung im BTW getestet.



Ausstattung

- Atmungsaktive Polsterung
- Bremse für Begleitpersonen
- Integrierte Ankipphilfe
- Einstellbare Einzelfußstützen



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1
MAX NUTZERGEWICHT	55 KG
KÖRPERGRÖSSE	110 - 140 CM
SITZTIEFE	30 - 40 CM
SITZBREITE	28 - 36 CM
RÜCKENHÖHE MIT INTEGRIERTER KOPFSTÜTZE	55 - 65 CM
GESAMTBREITE	58 CM
FALTMASS L X H	100 X 42CM

Trolli

Rehabuggy für Jugendliche

HMV Nr 18 99 01 1057

- Für Jugendliche und Erwachsene bis 90 kg
- Patentierter Faltmechanismus
- Getestet für Autotransport
- Einstellbare Rückenhöhe und Sitztiefe
- Winkelverstellbare Rückenlehne

Der Trolli Rehabuggy bietet auch für größere Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene eine adäquate Unterstützung für Unterwegs

Dank des patentierten Sicherheitsfaltmechanismus ergibt sich ein kompaktes Falmaß für den einfachen Transport

Die hygienische "Bienenwaben" Polsterung ermöglicht eine gute Luftzirkulation und ist äußerst robust (ISO 12947). Sie ist in den Farben, rot und schwarz erhältlich



SPEZIFIKATIONEN	GR 36	GR 40	GR 43
MAX NUTZERGEWICHT	90 KG	90 KG	90 KG
PRODUKTGEWICHT	15 KG	16 KG	17 KG
SITZTIEFE	36 - 46CM	36 - 46CM	36 - 46CM
SITZBREITE (-4 CM, -8CM)	36 CM	40 CM	43 CM
RÜCKENHÖHE	46 - 56 CM	46 - 56 CM	46 - 56 CM
GESAMTBREITE	59 CM	63 CM	66 CM



Balto

Moderner Rehawagen

HMV Nr 18 99 01 2000

- Flexible Sitzlösungen für Alltag und Freizeit
- Sitz vorwärts- oder rückwärtsgerichtet
- Stufenlose Kantelung bis 45°
- Faltbar mit montiertem Sitz
- Patentierte 4D-Seitenpelotten



Balto ist ein flexibler Reha-Buggy für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Ob im Alltag, auf Reisen oder beim Spaziergang – Balto bietet eine komfortable und stabile Sitzlösung für unterwegs. Die Sitzeinheit kann sowohl vorwärts- als auch rückwärtsgerichtet genutzt werden und unterstützt so sowohl Nähe als auch Entdeckung.



Ausstattung

**Rückwärts- oder vorwärtsgerichtete
Sitzeinheit**

Stufenlose Kantelung bis 45°

**Patenterte, schwenkbare Seitenpelotten
Aluminium-Fahrgestell**

Faltbar mit montiertem Sitz

Mit seinen vielen Einstellmöglichkeiten passt sich Balto den individuellen Bedürfnissen des Kindes an

Die stufenlose Kantelung sowie die verstellbare Rückenlehne fördern ergonomisches Sitzen und sorgen für Entlastung im Alltag. Balto lässt sich mit montiertem Sitz zusammenklappen und ist so besonders einfach zu transportieren und zu verstauen.

Die patentierten 4D-Seitenpelotten bieten sicheren Halt und lassen sich je nach Bedarf flexibel einstellen oder vollständig einklappen.



SPEZIFIKATIONEN	BALTO 1	BALTO 2	BALTO 3
MAX NUTZERGEWICHT	60 KG	60 KG	60 KG
RÜCKENLEHNENLÄNGE	50 - 63 CM	59 - 75 CM	61 - 82 CM
SITZTIEFE	15 - 30 CM	22 - 37 CM	30 - 45 CM
SITZBREITE	17 - 30 CM	17 - 30 CM	22 - 38 CM
FAHRGESTELLS	63,5 CM	63,5 CM	69,5 CM
SITZKANTELGUNG MAXIMAL	4° - 49°	4° - 49°	4° - 49°

ORMESA®

Grillo GPS

Posturales Sitzsystem

- **Modulares Design mit integrierter Neigung**
- **Für Kinder und Jugendliche geeignet**
- **Wahlweise Zimmer- oder Rehawagen Gestell**
- **Sitz vorwärts- oder rückwärtsgerichtet**
- **Einfach faltbar, verstellbar und transportierbar**



Das Grillo Postural System bietet flexible und zuverlässige Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Durch sein modulares Design mit integriertem Tilt-in-Space sorgt es im Alltag für eine optimale Sitzposition. Es ist in drei Größen erhältlich – Mini, Small und Medium – und kann auf einer Indoor- oder Outdoor-Basis montiert werden. Die Sitzeinheit ist abnehmbar und kann vorwärts oder zur Begleitperson ausgerichtet werden. Die Indoor-Basis verfügt über ein patentiertes Höhenverstellungssystem. Dieses erlaubt der Begleitperson, die Höhe stufenlos per Gasfeder zu verstellen – sogar während das Kind sitzt. Der Rahmen ist kompakt und stabil, die vier Schwenkräder ermöglichen eine einfache Bewegung im Innenbereich. Mit Sicherheit, Flexibilität und ergonomischem Komfort wächst das Grillo GPS mit dem Kind mit und passt sich neuen Anforderungen an.



Ausstattung & Optionen

- Patentiertes Zimmergestell mit Höhenverstellung
- Sitz vorwärts- oder rückwärtsgerichtet
- Kompakte Outdoor-Basis für aktiven Einsatz
- Einfache Sitzneigung für Haltung und Komfort
- Leicht zu reinigen und zu manövrieren
- Schnell faltbar für Transport oder Lagerung

Ein praktisches Hilfsmittel für den Alltag

Grillo GPS unterstützt die Interaktion mit Familie, Mitschülern und der Umwelt. Ob im Klassenzimmer, zu Hause oder draußen – es fördert Bewegung, Teilhabe und Selbstständigkeit.



SPEZIFIKATIONEN	MINI	SMALL	MEDIUM
MAX NUTZERGEWICHT	25 KG	35 KG	45 KG
SITZBREITE	16 - 26cm	20 - 30cm	25 - 35cm
SITZTIEFE	16 - 26cm	20 - 30cm	25 - 35cm
RÜCKENHÖHE	42 - 52cm	48 - 62cm	60 - 75cm
UNTERSCHENKELLÄNGE	15 - 25cm	21 - 31cm	26 - 38cm
SITZNEIGUNG	40°	40°	35°

Grillo Chair

Integrativstuhl

HMV Nr 26 11 05 0045

Integrativstuhl für Kindergarten und Schule
Kompaktes Gestell mit Höhenverstellung
Atmungsaktive Polsterung
Einstellbarer Rückenwinkel



Der Grillo Integrativstuhl eignet sich hervorragend als "Schul- und Arbeitsstuhl" für Kindergarten oder Betreuungseinrichtung

Sein kompaktes Untergestell ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung an Kindergartentischhöhe zum Spielen und Interagieren mit gleichaltrigen Kindern



Ausstattung

- Sufenlose Höhenverstellung
- Gepolsterte, verstellbare Armlehnen
- Atmungsaktive Polsterung
- Mitwachsende Sitztiefe
- Werkzeuglose Verstellung

In Verbindung mit unserem Multifunktionsstisch ist der Grillo Integrativstuhl eine perfekte Lösung für Integrative Kindergärten oder Schulen

Das erhältliche Zubehör bietet dem Kind zusätzliche Unterstützung beim spielen und arbeiten

Die innovative, atmungsaktive Polsterung ermöglicht ein längeres entpanstet Sitzen, in einem guten Mikroklima



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
MAX NUTZERGEWICHT	35 KG	45 KG
RÜCKENWINKEL	85° - 125°	85° - 125°
SITZTIEFE	20 - 30 CM	28 - 43 CM
SITZBREITE	20 - 30 CM	25 - 35 CM
RÜCKENHÖHE	30 - 45 CM	35 - 55 CM
SITZHÖHE MIT ROLLEN	28 - 39 CM	33 - 48 CM
GESAMTBREITE	48 CM	52 CM

Grillo

Therapiestuhl

HMV Nr 26 11 05 0045

- Patentiertes Untergestell
- Atmungsaktive, Komfort Polsterung
- Mitwachsende Sitzeinheit
- Werkzeuglose Verstellung

Der Grillo Therapiestuhl ist Dank seines patentierten Untergestells leicht stufenlos in der Höhe verstellbar und dennoch kompakt im Design

Seine innovative atmungsaktive und druckentlastende Polsterung in Pink, Blau oder Rot ermöglicht ein komfortables Sitzen auch über einen längeren Zeitraum



Ausstattung

- Einzelfußstützen mit ergonomischer Verstellung
- Gepolsterte, verstellbare Armlehnen
- Gasfeder Höhenverstellung
- Feststellbare Doppelaufrollen
- Schiebegriff

In Verbindung mit unserem Multifunktions-tisch ist der Grillo Therapiestuhl eine perfekte Lösung für Integrative Kindergärten oder Schulen

Die umfangreichen Unterstützungselemente bieten dem Kind die nötige Sicherheit für eine stabile Sitzposition



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3
MAX NUTZERGEWICHT	25 KG	35 KG	45 KG
SITZHÖHE	45 - 65 CM	45 - 65 CM	45 - 65 CM
SITZTIEFE	16 - 26 CM	20 - 30 CM	28 - 43 CM
SITZBREITE	16 - 26 CM	20 - 30 CM	25 - 35 CM
RÜCKENHÖHE OHNE KOPFSTÜTZE	30 - 41 CM	35 - 47 CM	40 - 55 CM
SITZWINKEL	-5° - 30°	-5° - 30°	-5° - 30°
RÜCKENWINKEL	80° - 120°	80° - 120°	80° - 120°



NeoSIT - School

Therapiestuhl

HMV Nr 26 11 05 0xxx

- Patentierter "Second Spine" Rücken
- geteilte Sitzfläche bei Beckenschiefstand
- kompaktes leichtes Untergestell
- Stufenlos verstellbare Sitzbreite
- umfangreiches Zubehör

Der NeoSIT School ist ein idealer Therapiestuhl für Schule, Kindergarten oder zu Hause. Dank des einzigartigen "Second Spine" Rückens, lässt sich die Rückenform individuell an die Rückenkontur des Kindes anpassen. Fast wie eine zweite Wirbelsäule. Die Beckenbreite lässt sich links und rechts stufenlos anpassen, wobei die Armlehnen der Sitzbreite folgen. Die geteilte Sitzplatte ermöglicht eine unabhängige Einstellung der linken und rechten Sitzhöhe z. B. bei Beckenschiefstand. Das platzsparende und wendige Untergestell lässt sich in der Höhe- und Sitzwinkel verstellen und verfügt über 5 bremsbare Doppelaufrollen.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3
MAX. NUTZER-GEWICHT	60 KG	60 KG	60 KG
SITZTIEFE	16 - 31 CM	20 - 31 CM	27 - 40 CM
SITZBREITE	15 - 30 CM	15 - 30 CM	20 - 32 CM
RÜCKENHÖHE	42 CM	50 CM	58 CM
UNTERSCHENKEL-LÄNGE	17 - 27 CM	27 - 27 CM	27 - 38 CM
SITZWINKEL	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°
RÜCKENWINKEL	-5° - 25°	-5° - 25°	-5° - 25°
GESTELLÄNGE	55 CM	55 CM	55 CM
KÖRPERGRÖSSE CA.	80 - 105CM	100-115CM	110-135CM



NeoSIT HL

Therapiestuhl

HMV Nr 26 11 05 0xxx

- Patentierter "Second Spine" Rücken
- geteilte Sitzfläche bei Beckenschiefstand
- Praktische High-Low Untergestell
- Stufenlos verstellbare Sitzbreite
- umfangreiches Zubehör



Der NeoSIT HL ist ein praktischer Therapiestuhl mit einem High-Low Untergestell. Dank des einzigartigen "Second Spine" Rückens, lässt sich die Rückenform individuell an die Rückenkontur des Kindes anpassen. Fast wie eine zweite Wirbelsäule. Die Beckenbreite lässt sich links und rechts stufenlos anpassen, wobei die Armlehnen der Sitzbreite folgen. Die geteilte Sitzplatte ermöglicht eine unabhängige Einstellung der linken und rechten Sitzhöhe z. B. bei Beckenschiefstand.

Das stabile High-Low Untergestell lässt sich über eine Gasdruckfeder leicht auf Bodennähe zum Interagieren mit anderen Kindern im Kindergarten oder auf Tischhöhe zum Essen anpassen. Es ist als Zimmervariante oder als Kombivariante großen Rädern für Innen- und Außenbereich erhältlich.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3
MAX. NUTZER-GEWICHT	60 KG	60 KG	60 KG
SITZTIEFE	16 - 31 CM	20 - 31 CM	27 - 40 CM
SITZBREITE	15 - 30 CM	15 - 30 CM	20 - 32 CM
RÜCKENHÖHE	42 CM	50 CM	58 CM
UNTERSCHENKEL-LÄNGE	17 - 27 CM	27 - 27 CM	27 - 38 CM
SITZWINKEL	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
RÜCKENWINKEL	-5° - 25°	-5° - 25°	-5° - 25°
LÄNGE / BREITE ZIMMERGESTELL	77 X 63 CM	77 X 63 CM	77 X 63 CM
KÖRPERGRÖSSE CA.	80 - 105CM	100-115CM	110-135CM

Ormesa

Multifunktionstisch

HMV Nr : 26 99 99 0001 Therapietisch

- Robuster Therapietisch für Sitzsysteme
- Stufenlos Höhenverstellbar
- Winkelverstellbare Tischplatte
- Faltbar zum verstauen



Der Multifunktionstisch unterstützt das Arbeiten und Lernen in Schule, Kindergarten oder zu Hause. Er ist eine ideale Ergänzung zum Therapiestuhl oder Rollstuhl. Er lässt sich werkzeuglos an die Größe des Kindes anpassen. Die praktischen Taschenhaken und Stiftmulde sorgen für einen geordneten Arbeitsplatz.



SPZIFIKATIONEN	SMALL	MEDIUM	LARGE
BREITE TISCHPLATTE	64 CM	80 CM	80 CM
TIEFE TISCHPLATTE	54 CM	61 CM	61 CM
HÖHE TISCHPLATTE	44 - 57 CM	53 - 77 CM	69 - 108 CM
WINKEL TISCHPLATTE	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
FALTMASS L X H	84 - 17 CM	104 - 16 CM	120 - 16 CM
GESAMTBREITE	63 CM	80 CM	80 CM

Mini Standy

& APP Standy Stehständer

HMV Nr 28 29 01 1xxx

- Für Kinder ab 75cm
- Stabile Grundplatte aus Birkenholz
- Komfortable Polsterung
- Winkelverstellbarer Therapietisch
- 3 Größen

Die stehende Position ist für die Interaktion mit der physischen und sozialen Umwelt unerlässlich, insbesondere für Kinder. Der Mini Standy erleichtert die orthostatische Stabilisierung in den unterschiedlichsten Situationen und trägt so zur Stärkung der persönlichen Autonomie bei vielen therapeutischen und alltäglichen Aktivitäten bei.

Er unterstützt alle Prozesse, die für eine angemessene physische und psychische Entwicklung nützlich sind, und ermöglicht zum Beispiel das Spielen mit Freunden, Übungen zur Augen- und Handkoordination durchzuführen, oder das Erledigen von Aufgaben in aufrechter Position.



Auch als APP Variante erhältlich für multisensorisches Stehtraining per Audio Vibration



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3
MAX. NUTZER-GEWICHT	35 KG	45 KG	55 KG
HÖHE RUMPF-STÜTZE	53 - 72 CM	67 - 94 CM	82 - 110 CM
HÖHE BECKEN-STÜTZE	41 - 55 CM	52 - 68 CM	62 - 86 CM
HÖHE KniePELOTTEN	14 - 26 CM	14 - 32 CM	14 - 42 CM
TISCHWINKEL	0° - 18°	0° - 18°	0° - 18°
GESTELLBREITE	64 CM	65 CM	70 CM
GESTELLÄNGE	60 CM	70 CM	80 CM
KÖRPERGRÖSSE CA.	75 - 100 CM	95 - 125 CM	120 - 150 CM



Lori

Stehhilfe

HMV Nr 28 29 02 1059

- Bauch- und Rückenlage möglich
- große Abduktionseinstellung
- pflegeleichter "Zero Spot" Bezug
- 3-D Geäßpelotte
- Kompaktes Untergestell

Der Lori Stehständer eignet sich zum Einsatz in Bauch- und Rückenlage. Mit einer Gasdruckfeder lässt er sich individuell vom Liegen ins Stehen aufrichten. Die unabhängig voneinander einstellbare Abduktionsführung in Verbindung mit den multifunktions Fußschalen, ermöglichen auch eine komplexere Beinunterstützung. Dank seiner kompakten Maße und vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten, ermöglicht der Lori schon einen frühen Einstieg in das Stehtraining. Die 3-Dimensional verstellbare Gesäßpelotte bietet auch in Bauchlage eine stabile Unterstützung.



LORI TEEN
mit elektrischer Winkelverstellung

- Bis 170cm Körpergröße
- Bis 75kg Nutzergewicht



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
MAX. NUTZERGOWICHT	35 KG	50 KG
PELOTTENBREITE	12 - 20 CM	17 - 25 CM
HÖHE BECKENPOLSTER	15 CM	20 CM
HÖHE OBERKÖRPERPOLSTER	18 CM	22 CM
GESAMTHÖHE BIS SCHULTERPOLSTER	94 CM	120 CM
AUFRICHTWINKEL	90° - -8°	90° - -15°
AUFRICHTWINKEL RÜCKENLAGE	0° - 90°	0° - 90°
LÄNGE X BREITE UNTERGESTELL	63 X 78 CM	63 X 78 CM
SCHULTERHÖHE	44 - 78 CM	55 - 108 CM



Baffin Trio / 4W

Multifunktions Stehhilfe

HMV Nr 28 29 01 1057

- Stehhilfe mit Aufricht- Sitz-und Liegefunktion
- Ergonomische Verstellung per Fernbedienung
- Leichter Transfer im sitzen
- Patentierter "Second Spine" Rücken
- Für Jugendliche und Erwachsene



Der multifunktionale Stehtrainer Baffin TRIO™ unterstützt den einfachen Transfer vom Sitzen- in eine aufrechte oder liegende Position. Dank der elektrischen Verstellung per Fernbedienung kann der Nutzer stufenlos in die gewünschte Position gebracht werden. Der innovative "Second Spine" Rücken unterstützt die Wirbelsäule auf der gesamten Länge des Rückens und hilft den Druck auf einzelne Wirbel zu verringern. Dieses Gerät eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule oder in einem Rehabilitationszentrum. Sie Trio Stehhilfe ermöglicht seinem Benutzer die Teilnahme an pädagogischen Aktivitäten, Beschäftigungstherapie und Spiel. Es unterstützt die kognitiven Funktionen und regt die Bewegung an.

Erhältlich als Zimmergestell mit 4 Schwenkrollen oder Kombigestell mit größeren Rädern.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
MAX. NUTZER-GEWICHT	90 KG	90 KG
PELOTTENBREITE	27 - 40 CM	34 - 45 CM
SITZTIEFE	36 - 50 CM	50 - 64 CM
RÜCKENHÖHE	61 CM	74 CM
UNTERSCHENKEL-LÄNGE	32 - 42 CM	35 - 49 CM
AUFRICHTWINKEL	0° - 85°	0° - 85°
RÜCKENWINKEL	0° - 90°	0° - 90°
LÄNGE X BREITE UNTERGESTELL	106 X 69 CM	112 X 77 CM
KÖRPERGRÖSSE CA.	135 - 170 CM	160 - 190 CM

Frainerunner

Lauftrad

HMV Nr 22.51.05.0002

- **Fördert Aktivität, Kraft und Selbstvertrauen**
- **Leichter, wendiger Dreiradrahmen**
- **Vielseitig einstellbare Sitz- und Rumpfstütze**
- **Sattel mit Kantelung und Höhenverstellung**
- **Steuer- und Bremskontrolle für sicheres Manövrieren**

Der FrameRunner ist ein Laufdreirad, das wir für Kinder und Erwachsene mit motorischen Einschränkungen empfehlen. Das Modell wird vom italienischen Hersteller Ormesa entwickelt und eignet sich für Training, Wettkampf oder einfach aktive Bewegung im Alltag. Mit seinem leichten Rahmen und drei großen Rädern lässt sich der FrameRunner einfach mit den Füßen antreiben – während das Lenken über die Arme oder Hände erfolgt. Das ermöglicht effektives Ausdauertraining, fördert Muskelkraft und steigert Selbstständigkeit und Teilhabe.



Ausstattung

- Höhen-, tiefen- und winkelverstellbarer Lenker – auch umkehrbar
- Rumpfstütze mit Memory-Schaum – waschbarer Bezug, individuell einstellbar
- Ergonomischer Sattel – verstellbar in Höhe, Neigung und Position
- Gefederter Lenkanschlag zur Steuerbegrenzung
- Handbremse mit Feststellfunktion –
- Luftbereifte Räder mit Reflektoren und Schnellspanner am Vorderrad

Die gepolsterte Rumpfstütze aus atmungsaktivem Memory-Schaum kann in Höhe, Tiefe und Neigung eingestellt werden. Auch der ergonomisch geformte Sattel lässt sich flexibel in Höhe, Neigung und Position justieren. Der Rahmen ist mit einem höhen- und winkelverstellbaren Lenker ausgestattet. Für zusätzliche Sicherheit sorgen Bremsen mit Feststellfunktion, ein gefedertes Lenkstopp-System sowie pannensichere, luftbereifte Räder mit Reflektoren.

Der FrameRunner ist Teil unseres Sortiments an Mobilitätshilfen und bietet aktiven Nutzer:innen neue Möglichkeiten für Bewegung, Training und Teilhabe.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE S	GRÖSSE M	GRÖSSE L
MAX. NUTZER-GEWICHT	60 KG	70 KG	100 KG
LENKERHÖHE	66 - 82CM	84 - 97 CM	95 - 107 CM
LENKERBREITE	50 CM	55 CM	62 CM
LENKER - SATTEL ABSTAND	42 - 62CM	53 - 64 CM	71 - 84 CM
SATTELHÖHE	49 - 61 CM	58 - 73CM	70 - 92 CM
GESTELLBREITE	75 CM	86 CM	92 CM
GESTELLLÄNGE	140 CM	159 CM	187 CM
KÖRPERGRÖSSE CA.	105 - 125 CM	120 - 150CM	150 - 190 CM

Grillo

Laufhilfe

HMV Nr 10.46.02.3047

- Patentiertes Untergestell
- Stufenlose Höhenverstellung
- Posterior und Anterior
- Zentrale Schwerpunkteinstellung
- Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene



Die Grillo Laufhilfe lässt sich sowohl als Posterior oder Anterior Laufhilfe einsetzen. Mit seinen 4 Größen kann er bereits für Kleinkinder, als auch für Jugendliche und Erwachsene genutzt werden. Seine vielfältigen Optionen bieten hierbei jedem Nutzer die Unterstützung die er benötigt. Das patentierte Untergestell sorgt dafür, dass sich bei der Höheneinstellung der Schwerpunkt nicht verändert und der Nutzer somit immer stabil mit dem Grillo unterwegs ist.



Ausstattung

- Multifunktionsrollen mit Rücklaufstopp und Schleifbremse
- Große Räder für Innen- und Außenbereich
- Einstellbare Beckenführung
- Ergonomische Sitzhose
- Aluminium Untergestell

Die Multifunktionsrollen mit Richtungs-feststeller, Rücklaufstopp, Feststellbremse und einstellbarem Rollwiderstand ermöglichen einen Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
Der Grillo unterstützt bei Unabhängigkeit und Integration



SPEZIFIKATIONEN POSTERIOR	MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE
MAX NUTZERGEWICHT	35 KG	45 KG	90 KG	110 KG
HÖHE BECKENSTÜTZE	42 - 61 CM	49 - 84 CM	54 - 100 CM	63 - 120 CM
HÖHE RUMPFSTÜTZE	51 - 75 CM	66 - 100 CM	73 - 124 CM	84 - 147 CM
GESAMTLÄNGE	74,5 CM	75 CM	91 CM	111 CM
GESAMTBREITE	62 CM	69 CM	76 CM	80 CM
KÖRPERGRÖSSE	75 - 95 CM	90 - 135 CM	100 - 165 CM	150 - 190 CM
BREITE BECKENSTÜTZE	19 - 25CM	19 - 25CM	22 - 36 CM	24 - 40 CM

SPEZIFIKATIONEN ANTERIOR	MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE
MAX NUTZERGEWICHT	35 KG	45 KG	90 KG	110 KG
HÖHE BECKENSTÜTZE	42 - 61 CM	49 - 84 CM	54 - 100 CM	63 - 120 CM
GESAMTLÄNGE	74,5 CM	75 CM	91 CM	111 CM
GESAMTBREITE	62 CM	69 CM	76 CM	80 CM
KÖRPERGRÖSSE	75 - 95 CM	90 - 135 CM	100 - 165 CM	150 - 190 CM
BREITE BECKENSTÜTZE	19 - 25CM	19 - 25CM	22 - 36 CM	24 - 40 CM

Dynamico

Gehtrainer

HMV Nr 10 46 02 3002

- Für Innen- und Außenbereich
- Nutzerbremse im Außenbereich
- Robustes Gestell
- Bewährte Qualität

Der Dynamico ist ein robuster Gehtrainer in 5 Größen. Seine zentrale Unterstützung in Becken und Rumpfhöhe bieten dem Nutzer einen sicheren Halt beim Gehtraining. Die Gestellvariante für den Innenbereich ist mit 4 feststellbaren Laufrollen ausgestattet. Die Variante für den Außenbereich ist mit großen Rädern und einer Nutzerbremse ausgestattet.

Der Dynamico ist ein bewährter Gehtrainer für Kinder und Jugendliche, welche eine moderate Unterstützung benötigen. Die einfache Nutzung macht ihn zu einem wertvollen Hilfsmittel für die Gehtherapie im Innen- und Außenbereich.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5
MAX NUTZERGEWICHT	55 KG	70 KG	85 KG	100 KG	115 KG
BECKENHÖHE	44 - 60 CM	66 - 82 CM	77 - 102 CM	85 - 112 CM	97 - 125 CM
RUMPFHÖHE	52 - 70 CM	77 - 95 CM	89 - 116 CM	92 - 126 CM	105 - 138 CM
UMFANG BECKENSTÜTZE	65 CM	75 CM	85 CM	110 CM	120 CM
GESTELLLÄNGE	79 CM	84 CM	88 CM	95 CM	106 CM
KÖRPERGRÖSSE	75 - 100 CM	95 - 130 CM	120 - 155 CM	140 - 175 CM	160 - 195 CM
GESTELLBREITE	66 CM	66 CM	66 CM	71 CM	77 CM



Hop Bikes

Therapiedreiräder

HMV Nr 22 51 02 0064

Radgrößen 16", 20", 24" und 26"

7- Gang Shimano Schaltung

Beleuchtung für Straßenverkehr

Elektrische Unterstützung ab 20" möglich

Umfangreiches Zubehör

Die Hop Therapiedreiräder unterstützen das Bewegungstraining und ermöglichen zudem die Teilhabe an alltäglichen Aktivitäten mit der Familie oder in der Schule. Das umfangreiche Zubehör, wie zum Beispiel Rückenstützen, verschiedene Lenker oder verschiedene Fußschalen, geben dem Kind einen sicheren Halt auf dem Fahrrad. Die Räder sind Serienmäßig mit einer 7 Gang Shimano Schaltung und einer Beleuchtung nach StVo für den Straßenverkehr ausgestattet. Falls die Kraft noch nicht ganz ausreicht und etwas mehr Unterstützung benötigt wird, gibt es in den Größen 20", 24" und 26" noch eine elektrische Unterstützung.



Optionen

- Multifunktions Lenker
- gefederte Sattelstütze
- Vielfältige Rückenstützen
- Gefederte Radgabel
- Fußschalen mit Beinführung

SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4
MAX. NUTZERGEWICHT	40 KG	60 KG	80 KG	100 KG
RADGRÖSSE	16"	20"	24"	26"
GESAMTLÄNGE (OHNE SCHIEBEGRIFF)	124 CM	155 CM	181 CM	190 CM
GESAMTBREITE	67,5 CM	67,5 CM	75 CM	75 CM
SATTELHÖHE	64 - 75 CM	74 - 87,5 CM	84 - 95 CM	90 - 100 CM
TRETLAGERHÖHE	21 CM	26 CM	30 CM	30 CM
ACHSABSTAND	83 CM	104,5 CM	120 CM	123 CM

Biko

Therapiedreiräder

HMV Nr 22 51 02 0xxx

- Modernes, ergonomisches Design
- 5 Größen und 4 Farben
- Größen S bis L mit Faltmechanismus für einfachen Transport
- Vielfältige Unterstützungssysteme
- Niedrige große Trittfläche für leichtes Einstiegen

Ormesas Biko ist ein adaptives Dreirad für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Es ist in 5 Größen und 4 Farben erhältlich und verbessert die Mobilität von Kindern und Erwachsenen dank seines großen rehabilitativen Potenzials: Seine Nutzung ermöglicht es den Benutzern, Bewegung auf sichere, komfortable und ansprechende Weise zu erleben, indem alle Bereiche der motorischen Funktion stimuliert werden, einschließlich Koordination, Kraft und Gleichgewicht. Darüber hinaus hilft die Verwendung von Biko, sekundäre Schäden zu verhindern, die durch chronische Immobilitätszustände verursacht werden, und trägt zur Verbesserung von folgendem bei:

Motorische Koordination
Räumliche Wahrnehmung
Selbstwertgefühl



Besonderheiten

Dank seines ergonomischen und modularen Designs zeichnet sich Biko durch seine beispiellose Anpassungsfähigkeit aus: Dank einer breiten Palette optionaler Komponenten, die entwickelt wurden, um den spezifischen Haltungs- und Kontrollbedürfnissen jedes Dreiradfahrers gerecht zu werden, gewährleistet dieses Produkt optimalen Komfort und Manövrierfähigkeit

Darüber hinaus kann der Benutzer dank der vorgelagerten Position der zentralen Antriebseinheit relativ zum Sattel eine bestimmte Hüftflexion aufrechterhalten, was das Treten erheblich erleichtert

Biko kann in verschiedenen Versionen konfiguriert werden: Während der Bestellphase können Sie zwischen der Version mit Freilauf und der Version mit festem Ritzel wählen. Beide, beginnend mit der kleinen Größe, können mit einem Differential für optimale Stabilität ausgestattet werden. Darüber hinaus kann dieses Dreirad mit einem Drei-Gang-Getriebe mit Differential ausgestattet werden, das auch im Stand verwendet werden kann. Es ermöglicht Bremsen durch Rückwärtsfahren, das Wechseln von Gängen im Stand und hat einen Rückwärtsgang.



SPEZIFIKATIONEN	MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
MAX NUTZERGEWICHT	30 KG	45 KG	60 KG	90 KG	100 KG
EINSTIEGSHÖHE	12 CM	16 CM	16 CM	16 CM	16 CM
GESAMTLÄNGE	109 CM	119 CM	136 CM	162 CM	168 CM
GESAMTBREITE	62 CM	69 CM	75 CM	75 CM	82 CM
FALTMASS (B X H)	--	74 X 80 CM	81 X 90 CM	95 X 100 CM	96 X 115 CM
KÖRPERGRÖSSE	90 - 110 CM	100 - 125 CM	120 - 145 CM	140 - 165 CM	155 - 190 CM
GEWICHT	15,5 KG	20 KG	23 KG	25,5 KG	28 KG

Bodypoint

Positionierungssysteme

- Hochwertige Positionierungssysteme
- Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten
- Verschiedene Größen für Kinder und Erwachsene
- Maschinenwaschbar bei 60°
- MDR Getestet

Die richtige und sichere Positionierung ist für eine gute Stabilität und Unterstützung im Hilfsmittel unerlässlich. BODYPOINT bietet eine breite Auswahl Gurten und Westen in vielzähligen Anwendungen. Die Gurte sind leicht zu handhaben, aus hochwertigen Materialien für guten Komfort und für eine gute Hygiene bei 60° Maschinenwaschbar.



W5 Junior

Aktivrollstuhl

HMV Nr 18 50 03 2xxx

- Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
- Ideal für das aktive Kind
- Extrem stabil
- Voll verschweißte oder einstellbare Modelle
- Crash-Test geprüft und für Befestigung im Auto zugelassen

Der W5 Junior ist ein maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl, der entsprechend dem optimalen Zusammenspiel von Festigkeit und Gewicht designt wurde

Der Rücken des W5 Junior ist fest verschweißt und er verfügt über eine einstellbare Hinterachse, die ein kontinuierliches Anpassen des Balancepunktes ermöglicht

Wird die Hinterachse jedoch ebenfalls fest verschweißt, verfügt der W5 Junior über keinerlei bewegliche Bauteile. Dies

macht dieses Modell nicht nur besonders leicht, aber auch extrem stabil - die gesamte Energie des Kindes kann somit direkt in den Antrieb fließen

Der ergonomische Sitz hat eine anpassbare Sitz- und Rückenbespannung. Dies garantiert eine ergonomische, aufgerichtete Sitzposition, optimale Druckentlastung und Bewegungsfreiheit. Die Sitztiefe kann kontinuierlich angepasst werden.



SPEZIFIKATIONEN	W5 JUNIOR
NUTZGEWICHT MAX. GEWICHT	75 KG
SITZBREITE	16 - 36 CM
SITZTIEFE	16 - 36 CM
SITZHÖHE VORNE	30 - 45 CM
SITZHÖHE HINTEN	28 - 45 CM
RÜCKENHÖHE	20 - 40 CM
FÜR KINDER GEEIGNET	JA
ISO CRASHTEST	JA

A-Run

Kantelrollstuhl

HMV Nr 18 50 03 2xxx

- Maßgefertigter Starrrahmen-Rollstuhl
- Vielfach einstellbar
- Schmal und leicht zu manövrieren
- Stufenlose Sitzneigungsfunktion
- Crash-Test geprüft und für Befestigung im Auto zugelassen



Der A-Run ist ein Rollstuhl für Nutzer, die spezielle Anforderungen im Hinblick auf zusätzliche Unterstützung und Funktionalität haben

Dieses Modell verfügt über einen variablen Balancepunkt, eine stufenlos regulierbare Sitzneigungsfunktion, einen einstellbaren Rückenwinkel sowie eine durch Gurte anpassbare Sitz- und Rückenbespannung. Diese Kombination an Funktionen ermöglicht die kontinuierliche Anpassung der Sitzposition.

Mit seinem robusten Aluminium-Rahmen ist der A-Run eines der leichtesten und schmalsten Modelle seiner Art auf dem Markt. Das praktische Design ermöglicht leichtes Manövrieren - sowohl für Nutzer als auch Begleiter.



SPEZIFIKATIONEN	A-RUN
NUTZERGEWICHT MAX.	120 KG
GEWICHT	FRA 12 KG
SITZBREITE	26 - 45 CM
SITZTIEFE	28 - 52 CM
SITZHÖHE VORNE	39 - 48 CM
SITZHÖHE HINTEN	39 - 48 CM
SITZNEIGUNG	+ 30°
RÜCKENHÖHE	32 - 45 CM
GESAMTBREITE	SITZBREITE + 24 CM
FÜR KINDER GEEIGNET	JA
ISO CRASHTEST	JA

Juditta

Multifunktionsrollstuhl

HMV Nr 50 45 07 0xxx

- Ergonomische Sitz- und Rücken - polsterung
- Einfacher Transfer
- Druckentlastende Polsterung
- Sitz- und Rückenwinkelverstellung mit Gasfeder

Der Juditta ist ein multifunktions Rollstuhl, der von Ormesa für Jugendliche und Erwachsene mit eingeschränkter Mobilität entwickelt und gebaut wurde. Die Rückenlehne von Juditta unterstützt eine korrekte Körperhaltung, bietet Stabilität und verhindert Kontrakturen und das Auftreten von Deformationen.

Die viskoelastische Schnurpolsterung passt sich der Anatomie jedes einzelnen Benutzers an und verhindert Reibung und Druckstellen.



SPEZIFIKATIONEN	GRÖSSE 36	GRÖSSE 40	GRÖSSE 45	GRÖSSE 50
NUTZERGEWICHT MAX. GEWICHT	120 KG	120 KG	130 KG	140 KG
				AB 5 KG
SITZBREITE	36 CM	40 CM	45 CM	50 CM
SITZTIEFE	40 - 49 CM	40 - 49 CM	40 - 49 CM	40 - 49 CM
RÜCKENBREITE	47 CM	47 CM	52 CM	57 CM
SITZWINKEL	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°
RÜCKENWINKEL	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°
GESAMTBREITE	62 CM	62 CM	67 CM	72 CM

Erwachsenen & Aktivrollstühle

- Maßgefertigte Aktivrollstühle
- Extrem Stabil und Robust
- Individuelle Herstellung in Dänemark
- Sportrollstühle
- Handbikes

Wolturnus Rollstühle und Handbikes werden aus den stärksten Materialien hergestellt. Sie sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Stabilität, sowie eine gute und gesunde Sitzposition. Ein Rollstuhl sollte eine natürliche Erweiterung des Körpers darstellen. Mit einem individuell angepassten Rollstuhl geben wir Nutzern die größtmögliche Freiheit, mit Freunden und Familie am Leben teilzunehmen.



**STARRRAHMEN
ROLLSTÜHLE**



FALTROLLSTUHL



**MOTION
COMPOSITES**



**SPORT-ROLLSTÜHLE
& FATBIKE**





Wolturnus Kids

Innovative Kinderhilfsmittel

Besuchen Sie unsere Website

www.wolturnuskids.de





WOLTURNUS GMBH

Urftseestr. 1,53937 Schleiden Gemünd

T: +49 (0) 32221 85313-5

E: kontakt@wolturnus.de

www.wolturnuskids.de



WOLTURNUS