



REHASENSE



BROADBAND

DIE ROBUSTE LEICHTBAURAMPE



BROADBAND

ZUM ÜBERWINDEN VON STUFEN UND HINDERNISSEN

VORTEILE

- Unsere neue leichte Breitspurserie basiert auf einer starken Wabenkonstruktion
- Die Rampen sind aus einem neu entwickelten, leichten und zugleich hochfesten Material gefertigt
- Dieses Fertigungsverfahren macht unsere Leichtbaurampen bis zu 20% leichter als vergleichbare Konkurrenzmodelle, ohne dabei die extrem hohe Belastbarkeit (bis zu 300 kg) zu beeinträchtigen
- Die breite und rutschfeste Oberfläche sorgt für ein sicheres Befahren
- Dank der stabilen und außergewöhnlich tragfähigen Konstruktion sind unsere BROADBAND Rampen für die meisten Rollstühle, Elektrorollstühle und Scooter sowie auch für Kinderwagen und Rollatoren geeignet
- Die Rampen sind in verschiedenen Modellen und Längen verfügbar, um unterschiedlichste Bedürfnisse zu erfüllen

SPECTRUM

1 Stück, längs faltbar



HMV-Nummer: 22.50.01.0097

DEFRAG

Set aus 2 Stück, längs faltbar



HMV-Nummer: 22.50.01.0096

SPECTRUM

LÄNGE	ARTIKEL NR Set	SPURBREITE	GEWICHT Set	BELASTUNG max	STUFENHÖHE max
70cm	BS1P700	71 cm	6,3 kg	300 kg	16 cm
90cm	BS1P900	71 cm	7,6 kg	300 kg	19 cm
120 cm	BS1P1200	71 cm	9,5 kg	300 kg	25 cm
150 cm	BS1P1500	71 cm	11,5 kg	300 kg	31 cm

DEFRAG

LÄNGE	ARTIKEL NR Set	SPURBREITE	GEWICHT Set	BELASTUNG max	STUFENHÖHE max	LÄNGE GEFALTET
180 cm	BD2P1800	73 cm	14,2 kg	300 kg	37 cm	94 cm
240 cm	BD2P2400	73 cm	21,2 kg	300 kg	50 cm	125 cm
300 cm	BD2P3000	73 cm	24,8 kg	300 kg	60 cm	155 cm

FARBEN

Aluminium & Anthrazit



Produktvideos auf



Ihr Rehasense Fachhändler

VI 2025