



Manual Aktiv- Rollstühle

FEMTO / NANO / AVANTI / HURRICANE / FLASH





Seit 90 Jahren: Wir *bewegen* Menschen.

1936 baute Wilhelm Meyer in Vlotho einen rollbaren Stuhl für ein verletztes Familienmitglied. Daraus wurde eine Schlosserei, dann ein Unternehmen, dann eine Marke und heute die MEYRA Group: starke Rollstuhlmarken, rund 750 Mitarbeitende, Partner in über 70 Ländern. Neunzig Jahre Rollstuhlbau bedeuten neunzig Jahre Innovationsgeist, Neuanfänge und die Überzeugung, dass Mobilität Lebensqualität und Teilhabe ist. Von Pflegerollstühlen über Hightech-Elektrollstühle bis hin zur neuesten Generation der Aktivrollstühle: die FEMTO-Linie! Für nahezu jeden Bedarf gibt es heute die passende Antwort in der MEYRA Group, entwickelt in Europa.

Mehr über MEYRA



Inhalt

FEMTO Linie 4

Endless opportunities

FEMTO R 5

Offener Starrrahmenrollstuhl mit Sitzmodulsystem

FEMTO X 6

Ultraleichter kreuzfaltbarer Rollstuhl mit festem Vorderrahmen

FEMTO S 7

Hochstabiler kreuzfaltbarer Rollstuhl mit wegschwenkbaren/abnehmbaren Beinstützen



NANO Linie 8

Designed to move you

NANO 9

Starrrahmenrollstuhl mit open-frame Design

NANO X 10

Faltbarer Rollstuhl mit open-frame Design

NANO S 11

Faltbarer Rollstuhl mit open-frame Design und wegschwenkbaren/abnehmbaren Beinstützen



AVANTI Linie 12

Versatile by design

AVANTI 13

Kreuzfaltbarer Rollstuhl mit wegschwenkbaren/abnehmbaren Beinstützen

AVANTI PRO 13

Kreuzfaltbarer Rollstuhl mit festem Vorderrahmen



HURRICANE Linie 14

Handcrafted to measure

HURRICANE S 14

Maßgefertigter Starrrahmenrollstuhl mit open-frame Design

HURRICANE DAILY 14

Maßgefertigter Starrrahmenrollstuhl mit box-frame Design



NETTI SITZKISSEN 15

Next generation of seating

NETTI PRECISION LINIE 15

Rollstuhl-Sitzkissen mit unterschiedlichen Härtegraden für optimierten Hautschutz und Stabilität



FLASH 16

Freedom to grow

FLASH 17

Dynamischer Rollstuhl für Kinder





FEMTO Linie

Endless opportunities

Mehr Freiheit. Mehr Möglichkeiten. Mehr du.

Der FEMTO ist die neue Generation der MEYRA Aktivrollstühle, konzipiert, um sich mit dir weiterzuentwickeln. Intelligente Einstellmöglichkeiten, ergonomische Lösungen und minimalistisches Design vereinen sich in einer Produktlinie, die ganz auf deine individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Präzise, anpassbar und ohne Kompromisse konzipiert, gibt dir der FEMTO die Freiheit, deinen Rollstuhl ganz nach deinen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten.

Eine neue Generation von Aktivrollstühlen.
Designed, um sich mit dir weiterzuentwickeln.

HIGHLIGHTS

- Intelligente Einstellbarkeit, die sich an dich anpasst
- Leistung ohne unnötiges Gewicht
- Minimalistisches Design
- Entwickelt in der Schweiz, hergestellt in Europa
- Für ein aktives Leben konzipiert



FEMTO R

Offener Starrrahmenrollstuhl mit Sitzmodul



FEMTO X

Ultraleichter kreuzfaltbarer Rollstuhl mit festem Vorderrahmen



FEMTO S

Hochstabiler kreuzfaltbarer Rollstuhl mit wegschwenkbaren/ abnehmbaren Beinstützen

FEMTO R

1.180

HMV-Nr.: 18.50.03.5046

Der am schnellsten einstellbare Rollstuhl auf dem Markt

Der FEMTO R, entwickelt in Zusammenarbeit mit Rainer Kuschall, dem Schweizer Pionier im Rollstuhldesign, vereint ein offenes Rahmendesign mit klaren Linien und integrierten Lösungen. Auf das Wesentliche reduziert, rückt er das in den Mittelpunkt, worauf es wirklich ankommt: deine Persönlichkeit!



- 1 Separates Sitzmodulsystem ermöglicht alle notwendigen Anpassungen ohne Veränderungen am Rahmen und gewährleistet dabei eine konstant perfekte Geometrie zum Boden
- 2 Minimale Anzahl an Schrauben, die alle dezent verdeckt sind für ein klares Erscheinungsbild
- 3 Ergonomischer Handgriff dank hydrogeformter Rohre, der erhöhte Rahmenfestigkeit mit einer leichten Konstruktion verbindet
- 4 Einzigartiges integriertes System zur Ausrichtung der Lenkräder ermöglicht eine einfache und präzise Ausrichtung mit nur einem Werkzeug und gewährleistet so zuverlässiges Geradeausfahren



Mehr über FEMTO R



FEMTO X

1.185

HMV-Nr.: 18.50.03.0267

Die Leichtigkeit des Faltens.

Die Performance eines Starrrahmens.


Der FEMTO X kombiniert das Fahrverhalten eines Starrahmenrollstuhls mit dem Komfort des faltbaren Rollstuhls. Sein starrer Vorderrahmen sorgt für ein direktes und reaktionsfreudiges Fahrgefühl, während die optimierte Kreuzstreben-Konstruktion ein mühe-loses, paralleles Falten ermöglicht, selbst für Nutzer mit eingeschränkter Kraft oder Handfunktion.



- 1 Standardmäßig winkelverstellbare Rückenlehne mit 5 Positionen
- 2 Rückenlehnenposition genau auf die Hinterradposition abstimmbare für optimale Positionierung und optimiertes Fahrverhalten
- 3 Ergonomische Form des Vorderrahmens ermöglicht eine einfachere Handhabung, Neupositionierung und Transfer
- 4 Minimal sichtbarer Rahmen für eine moderne, minimalistische Optik, mit farbigem Vorderrahmen als Kontrast zum schwarzen Hinterrahmen und den Kreuzstreben



Mehr über FEMTO X



Rahmenausrichtung

Für einfachere und reibungslose Transfers



Seitenteile

Kleider- oder Radspritzschutz, erhältlich aus Carbon, Aluminium oder Kunststoff



Kompaktes Design

Optional auch mit abklappbarer Rückenlehne für einfacheren Transport und platzsparende Aufbewahrung erhältlich

FEMTO S

1.186

HMV-Nr.: 18.50.03.0268

Intelligente Einstellbarkeit, die sich dir anpasst

Der FEMTO S ist ein äußerst stabiler kreuzfaltbarer Rollstuhl, der für einfache Handhabung, Flexibilität und intelligente Einstellmöglichkeiten konzipiert ist. Die sehr leicht wegschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen erleichtern den Transfer und die tägliche Handhabung, während eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten eine präzise Anpassung an den Nutzer ermöglicht.



- 1 Rahmenhöhe auf die Beinstützen abgestimmt für einfachere Transfers, mit einem Ein-Finger-bedienbaren Hebel an der Beinstütze für einfache Handhabung, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- 2 Radstandsverlängerung ohne zusätzliche Komponenten
- 3 Einfachkreuzstrebe bis 420 mm Sitzbreite, doppelte Kreuzstrebe ab 440 mm, Rahmenlänge individuell auf die Sitztiefe abgestimmt
- 4 Optimierte Rahmen- und Kreuzstreben-Design kombiniert hohe Stabilität und Festigkeit mit geringem Gewicht und mühelosem Falten



Mehr über FEMTO S



Einfach zu bedienende Beinstützen

Erhältlich in zwei verschiedenen Winkeln (70°, 80°)



Schwerpunkt

Der Achsadapter lässt sich drehen, um eine passivere Sitzposition zu erreichen.



Immer geradeaus fahren

Einzigartiges, vollständig integriertes System zur Ausrichtung der Lenkräder für eine einfache Handhabung



NANO Linie

Designed to move you

Die NANO Linie verbindet ein markantes open-frame Design mit agilem Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit. Mit den drei Modellen NANO, NANO S und NANO X bietet die Serie die passende Balance aus Kompaktheit, Stabilität und Alltagstauglichkeit, von starren Rahmen bis hin zu faltbaren Lösungen.

Sportlich, agil und leicht zu handhaben: Die NANO Linie ist für dynamisches Fahren und einen unverwechselbaren Look konzipiert. Durchdachte Details, eine umfangreiche Serienausstattung und vielfältige Designoptionen runden die Serie ab.

Dynamisch. Agil. Unverwechselbar.

HIGHLIGHTS

- Unverwechselbares open-frame Design
- Starrrahmen- und Faltkonzepte für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Stabilität und robuste Konstruktion
- Kompaktes und einfaches Handling im Alltag
- 10 Rahmenfarben und optionalen reflektierenden Aufklebern



NANO

Starrrahmenrollstuhl mit open-frame Design



NANO X

Faltbarer Rollstuhl mit open-frame Design



NANO S

Faltbarer Rollstuhl mit open-frame Design und wegschwenkbaren/ abnehmbaren Beinstützen

NANO

1.155

HMV-Nr.: 18.50.03.5016

Stabil durch Design

Der NANO vereint ein unverwechselbares open-frame Design mit einer hochsteifen Konstruktion für ein stabiles und reaktionsfreudiges Fahrerlebnis. Sein robuster Rahmen bietet hervorragende Stabilität und Kontrolle, während das sportliche Design und das agile Fahrverhalten ihn zu einer Top-Wahl für aktive Mobilität im Alltag machen.



- 1 Hochwertiger Aluminiumrahmen aus 7020-T6
- 2 Abklappbare Rückenlehne mit Verriegelungs-Mechanismus und Rückenbezug mit einstellbarer Spannung
- 3 Polstertasche unter dem Sitz serienmäßig enthalten



Mehr über NANO




Rückenlehnenoptionen

15 oder 25 mm Versatz nach innen/außen



Vario-Element

Zur Anpassung der hinteren Sitzhöhe und des Schwerpunkts



Seitenteile

Abnehmbar

NANO X

1.156

HMV-Nr.: 18.50.03.0254

Leistung, die sich falten lässt


Der NANO X vereint stylisches Design, intuitive Faltechnik mit super Fahrperformance und Stabilität, die einem Starrrahmenstuhl gleicht. Sein unauffälliges Faltsystem erleichtert das tägliche Handling. Kompakt und platzsparend lässt sich der NANO X einfach transportieren und verstauen, ohne Kompromisse beim Fahrerlebnis einzugehen.



- 1 Extrem flaches Doppelkreuzstreben-Design für eine einem Starrrahmen ähnliche Fahrperformance
- 2 Seitenteile erhältlich in Aluminium, Carbon oder Kunststoff, mit oder ohne Armlehnen
- 3 Große Auswahl an Hinterrädern, Bereifungen und Greifreifen




Mehr über NANO X




Faltmechanismus

Doppelte Kreuzstreben in Sandwich-Bauweise



Schiebegriffe

Ohne, kurz, abschenkbar oder höhenverstellbar



Einzelfußplatten

Hochklappbar sowie in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbar

NANO S

1.157

HMV-Nr.: 18.50.03.0264

Open-frame design, Faltkomfort, abnehmbare Beinstütze

Der NANO S kombiniert das unverwechselbare open-frame Design der NANO-Linie mit der Alltagstauglichkeit eines faltbaren Rollstuhls. Ein fester Vorderrahmen mit abnehmbaren Beinstützen bietet eine praktische Konfiguration und erleichtert gleichzeitig Transfers sowie das Handling im Alltag, z. B. Trippel-Bewegungen. Das Faltsystem macht den Rollstuhl kompakt für Transport und Lagerung, während seine stabile Konstruktion ein kontrolliertes und agiles Fahrverhalten unterstützt.



86°



320-480 mm



380-500 mm



Ab 10 kg



Ab 6,5 kg



Vorne: 450-550 mm
Hinten: 360-510 mm



380-480 mm



250-450 mm



Bis zu 130 kg



Crash getestet



- 1 Wegschwenkbare und abnehmbare Beinstützen mit open-frame Design
- 2 Große Auswahl an Fußplatten
- 3 Lenkräder aus Aluminium, erhältlich in verschiedenen Farben




Mehr über NANO S



Beinstützen

Wegschwenkbar und abnehmbar, einfach in der Handhabung



Armlehnen

Höhenverstellbar mit Einhandbedienung und abnehmbar



Optionen

Antikipprollen, Kipphilfe

AVANTI Linie

Versatile by design

Der AVANTI ist für einen aktiven Alltag gemacht. Sein praktisches Faltdesign verbindet einfache Handhabung mit vielfältigen Einstell- und Ausstattungsmöglichkeiten. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder in der Freizeit – der AVANTI ist der vielseitige Begleiter!

Entwickelt, um unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden, lässt sich der AVANTI an den Nutzer anpassen. Eine große Bandbreite an Sitzhöhenverstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Anforderungen, darunter auch spezielle Lösungen für Nutzer mit Hemiplegie oder Reststehfähigkeit.

Praktisch. Anpassbar. Vielseitig.



Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf das Modell AVANTI (1.736); beim Modell AVANTI PRO (1.735) können diese abweichen. Ausführlichere technische Daten zu den einzelnen Modellen finden Sie auf den Seiten 18–19.

HIGHLIGHTS

- Individuell an unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse anpassbar
- Geeignet für Nutzer mit verbleibender Geh- oder Stehfähigkeit
- Konfigurationen für weniger aktive Nutzer erhältlich
- Verstärkte Ausführung für Nutzer bis 160 kg und Sitzbreiten bis zu 580 mm
- Große Auswahl an Optionen und Einstellmöglichkeiten
- Geeignet für den Einsatz zu Hause, bei der Arbeit und in der Freizeit



Mehr über AVANTI



Mehr über AVANTI PRO

AVANTI

1.736

HMV-Nr.: 18.50.03.0160

Anpassungsfähigkeit für Mobilität im Alltag

Der AVANTI verbindet praktischen Faltkomfort mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten. Seine flexible Konfiguration ermöglicht die Anpassung des Rollstuhls an unterschiedliche Sitzpositionen, Mobilitätsbedürfnisse und Aktivitätsniveaus, während die wegschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen die Transfers und Handhabung im Alltag erleichtern. Eine große Auswahl an Optionen bietet zusätzliche Flexibilität, um den Rollstuhl individuell auf den Nutzer zu konfigurieren.

- 1 4 Rahmenlängen für ein optimiertes Verhältnis von Rahmenlänge zu Sitztiefe
- 2 Gerader Vorderrahmen mit wegschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen für einfachen Transfer
- 3 Vordere Sitzhöhe von 380 bis 560 mm und hintere Sitzhöhe von 370 bis 520 mm



AVANTI PRO

1.735

HMV-Nr.: 18.50.03.0204

Vielseitigkeit mit festem Vorderrahmen

Der AVANTI PRO kombiniert die Vielseitigkeit des AVANTI mit einem festen Vorderrahmen und bietet dadurch eine dynamischere Optik sowie ein direktes und stabiles Fahrgefühl. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen eine individuelle Einstellung des Rollstuhls an den Nutzer, während der feste Vorderrahmen für ein durchgängiges und schlankes Design sorgt. Der AVANTI PRO vereint Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit in einem faltbaren Rollstuhl.

- 1 Fester Vorderrahmen
- 2 Standardmäßig Sitzbezug mit einstellbarer Spannung
- 3 Optional 3° Radsturz



Schwerpunkt
4 Positionen



Einstellung der vorderen Lenkräder
Exzentrische Einstellung des Lenkrädergehäuses



Kompakte Faltmaße
Breite ab 280 mm und Höhe ab 470 mm (Rahmen kurz)

HURRICANE Linie

Handcrafted to measure

Der HURRICANE ist ein handgefertigter, individuell nach Maß gefertigter Starrrahmenrollstuhl, der vollständig auf den Nutzer zugeschnitten ist. Jede Abmessung wird präzise ermittelt und millimetergenau angepasst, genau nach den Wünschen des Nutzers.

Seine Starrrahmen-Konstruktion, wahlweise als open-frame oder box Design erhältlich, bietet die notwendige Steifigkeit und Robustheit für eine effiziente Kraftübertragung, präzises Handling und zuverlässige Leistung im Alltag. Jedes Detail wird sorgfältig berücksichtigt, um einen Rollstuhl zu schaffen, der sich wie eine natürliche Verlängerung des Nutzers anfühlt.

Handgefertigt mit höchster Präzision und konsequent auf den Nutzer abgestimmt, vereint der HURRICANE eine exakte Anpassung mit herausragender Funktionalität.

HIGHLIGHTS

- 100 % individuell nach Maß gefertigt
- Von Anfang bis Ende handgefertigt
- Maximale Steifigkeit. Minimales Gewicht.
- Vollverschweißt für hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Ab nur 4 kg Transportgewicht



Bis zu 130 kg



Ab 9,5 kg



Ab 4 kg




Crash getestet



Seitenteile

Individuell nach Maß gefertigt und verschweißt



Stabil und langlebig

Perfekte Balance zwischen Gewicht und Stabilität

HURRICANE S

1.880



Mehr über HURRICANE S

HURRICANE DAILY

1.880



Mehr über HURRICANE DAILY

Die neue Dimension des Sitzens

*Sichere Druckentlastung
an gefährdeten Bereichen
und optimales Mikroklima*



Jeder Rollstuhlfahrer ist anders. Deshalb bietet die Netti Precision Familie drei Rollstuhl-Sitzkissen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse beim Sitzen und Positionieren ausgerichtet sind. Alle Kissen sorgen für optimale Temperatur und reduzierte Feuchtigkeit. Durch die Kombination aus Sitzmulde und weichen Immersionszonen wird der Druck kontrolliert und effektiv umverteilt.

HIGHLIGHTS

- ✓ Direkt einsatzbereit
- ✓ Keine individuelle Anpassung notwendig
- ✓ Kern des Sitzkissens bei 65 °C waschbar

23 %

geringere Feuchtigkeit an Kontaktflächen
zu Alternativkissen

2,6 °C

niedrigere Temperatur an Kontaktflächen
zu Alternativkissen



NEU

NETTI PRECISION ACTIVE

Entwickelt für Nutzer mit erhöhtem Bedarf an Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement und Druckentlastung. Die Sitzmulde ist weniger stark ausgeprägt, die Kissenhöhe ist ideal für Aktivrollstühle.



NETTI PRECISION 1

Ein etwas höheres Sitzkissen mit stärker ausgeprägter Sitzmulde für eine verbesserte Druckentlastung. Netti Precision 1 eignet sich in der Regel für Nutzer mit flacher Gesäßform und mehr natürlicher Polsterung im Gesäßbereich.



NETTI PRECISION 2

Die stärker konturierte Sitzmulde minimiert den Druck in besonders gefährdeten Bereichen und sorgt für eine hervorragende Druckentlastung von Steißbein und Beckenboden. Netti Precision 2 eignet sich in der Regel für Nutzer mit stärker ausgeprägten Sitzbeinhöckern und geringerer natürlicher Polsterung im Gesäßbereich.



Mehr über NETTI PRECISION™



FLASH

Freedom to grow

Der FLASH ist ein dynamischer faltbarer Rollstuhl, der speziell dafür entwickelt wurde, mit Kindern und Jugendlichen mitzuwachsen. Seine vielseitig verstellbare Sitzeinheit und Rahmenkonstruktion ermöglichen eine einfache Anpassung an das Wachstum des Kindes, während einstellbarer Radstand und Schwerpunkt ein aktives und agiles Fahrverhalten unterstützen. Mit seinem kompakten Faltmechanismus, der großzügigen Beinfreiheit und der markanten Optik verbindet er Alltagstauglichkeit mit der Freiheit, sich selbstständig zu bewegen.

Bereit zum Mitwachsen. Freiheit in Bewegung.


HIGHLIGHTS

- Wächst mit dem Nutzer mit
- Dynamisches und agiles Fahrverhalten
- Vielseitig verstellbare Sitz- und Rahmenkonstruktion
- Anpassbare Sitzbreite mittels Adapter
- Einstellbarer Radstand und Schwerpunkt
- Großzügige Beinfreiheit
- Maximales Nutzergewicht von 75 kg

FLASH

1.135

HMV-Nr.: 18.50.03.1085



- 1 Midi-Rahmen mit 22"-Hinterrädern
Maxi-Rahmen mit 24"-Hinterrädern
- 2 Standardmäßig abduzierter Vorderrahmen
für mehr Beinfreiheit
- 3 Wendige Lenkräder für ein dynamisches
Fahrverhalten




Mehr über *FLASH*




FLASH Rückensystem

Anatomisch geformte Rückenschale für verbesserten Halt und optimale Positionierung

- Leichte Konstruktion aus Aluminium
- Werkzeugfreie Montage und einfaches Abnehmen
- Erhältlich mit atmungsaktivem oder standard Textilbezug
- Drei Schalentiefen für individuelle Positionierung
- Zusätzliche Velcro®-Fixierung für sicheren Halt



Unterschenkellänge
Stufenlos einstellbar
ab 200 mm



Wächst mit dem Nutzer mit
Mitwachsende
Sitzhöhe



Vielfältige Optionen
Exklusive Farben und
speziell abgestimmte
Ausstattungsvarianten
erhältlich

TECHNISCHE DATEN

	FEMTO R 1.180 HMF-Nr.: 18.50.03.5046	FEMTO X 1.185 HMF-Nr.: 18.50.03.0267	FEMTO S 1.186 HMF-Nr.: 18.50.03.0268	NANO 1.155 HMF-Nr.: 18.50.03.5016	NANO X 1.156 HMF-Nr.: 18.50.03.0254
ABMESSUNGEN					
Vorderrahmenwinkel in Grad	80 oder 88	70 oder 80	-	80 oder 88	80 oder 88
Beinstützwinkel in Grad	-	-	70 oder 80	-	-
Rahmeneinzug in mm	0 oder 20 pro Seite	-	-	0 oder 20 pro Seite	0 oder 20 pro Seite
Sitzbreite in mm	320–500 in 20 mm Schritten	320–520 in 20 mm Schritten	320–520 in 20 mm Schritten	300–500 in 20 mm Schritten	320–480 in 20 mm Schritten
Sitztiefe in mm	340–500 in 10 mm Schritten	340–500 in 10 mm Schritten	340–500 in 10 mm Schritten	380–500 in 20 mm Schritten	380–500 in 20 mm Schritten
Sitzhöhe vorne, in mm	450–520	420–560	420–560	450–530	450–530
Sitzhöhe hinten, in mm	390–500 in 10 mm Schritten	390–530 in 10 mm Schritten	390–530 in 10 mm Schritten	360–510	360–510
Unterschenkellänge in mm	250–510 in 10 mm Schritten	260–520 in 10 mm Schritten	370–520 in 10 mm Schritten	310–480 in 10 mm Schritten	360–480 in 10 mm Schritten
Rückenlehnenwinkel in Grad	75 / 80 / 85 / 90 / 95	80 / 85 / 90 / 95 / 100	80 / 85 / 90 / 95 / 100	80 / 85 / 90 / 95	80 / 85 / 90 / 95
Rückenhöhe in mm	250–450 in 15 mm Schritten	250–500 in 15 mm Schritten	250–500 in 15 mm Schritten	250–450 + 30 mm in 15 mm Schritten	250–450 + 30 mm in 15 mm Schritten
Schwerpunkt in mm	(-15)–145	(-25)–115	(-25)–115	15–145	35–147
Hinterradgrößen in Zoll	24 / 25 / 26	24 / 25 / 26	24 / 25 / 26	24 / 25 / 26	24 / 25 / 26
Gesamtbreite in mm	SW + 190 SW	SW + 180	SW + 180	SW + 170	SW + 160
Breite fahrbereit, in mm	510–810	450–760	450–760	470–670	480–680
Breite gefaltet, in mm	-	290 (1°) / 330 (3°)	290 (1°) / 330 (3°)	-	320 (0°) / 370 (3°)
Länge mit Fußstütze, in mm	760–860	810–1130	880–1030	720–920	720–920
Höhe gefaltet, in mm	-	-	-	-	-
GEWICHT					
Max. Nutzergewicht in kg	125	130	130	130	130
Leergewicht in kg	Ab 8,5	Ab 9,5	Ab 9,5	Ab 9,5	Ab 9
Transportgewicht in kg	Ab 5,6	7,4	7,4	7,4	6,5
TESTS					
Bremsprüfung gemäß Norm in Grad	7	7	7	7	7
Crash getestet (ISO 10542-2)	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Crash getestet (ISO 7176-19)	✓	✓	✓	✓	✓

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf einen Rollstuhl mit einer Sitzbreite von 400 mm und einer Sitztiefe von 400 mm in der leichtesten und kompaktesten Ausführung. Maße und Gewichte können je nach gewählter Konfiguration variieren.

¹⁾ in der Standardausführung getestet

NANO S 1.157	AVANTI 1.736	AVANTI PRO 1.735	FLASH 1.135
HMV-Nr.: 18.50.03.0264	HMV-Nr.: 18.50.03.0160	HMV-Nr.: 18.50.03.0204	HMV-Nr.: 18.50.03.1085
-	-	-	-
86	70 oder 78	-	-
-	-	-	-
320–480 in 20 mm Schritten	300–580 in 20 mm Schritten	360–580 in 20 mm Schritten	240–400 in 20 mm Schritten
380–500 in 20 mm Schritten	330–530 in 20 mm Schritten	350–500 in 20 mm Schritten	240–400 in 20 mm Schritten
450–550	380–560	440–520	390–480
360–510	370–520	420–520	360–470
380–480 in 10 mm Schritten	290–520 in 10 mm Schritten	380–520 in 10 mm Schritten	200–440 in 10 mm Schritten
80 / 85 / 90 / 95	optional	optional	75°–105°
250–450 + 30 mm in 15 mm Schritten	340–500 in 20 mm Schritten	340–440 in 20 mm Schritten	225–425 in 25 mm Schritten
35–147	22,5–70	30–75	25–70
24 / 25 / 26	20 / 22 / 24	24	22 / 24
SW + 160	SW + 180	SW + 180	SW + 180 (bei 0°) SW + 220 (bei 3°) SW + 260 (bei 6°)
480–680	SW + 200 (Mit C-100 SW + 180)	SW + 190 (Mit C-100 SW + 180)	-
320 (0°) / 370 (3°)	280	280	-
835–995	880, 1010, 1040, 1120 Ohne Fußstütze: 660, 770, 850	Rahmen standard 870–960 Rahmen lang 925–1015	Midi 670–745 Maxi 855–930
610	-	-	-
130	160	135	75
Ab 10	Ab 12–13	Ab 11	Ab 10
7	8–9	8,5	8
7	7	7	7
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
✓	✓	✓	✓

Legende



Rahmenwinkel



Sitzbreite



Sitztiefe



Sitzhöhe



Unterschenkellänge



Rückenhöhe



Leergewicht



Transportgewicht




Max. Nutzergewicht



Crash getestet



Nutze für Bestellungen
und Konfigurationen
unser K.I.S.S.S. unter
www.kisss-by-meyra.de



FELIX OTT

Felix Ott ist Head of Training & Education im Team der MEYRA Group und Leiter des MYCampus. Fundierte Branchenkenntnisse und tiefes Verständnis für die Bedeutung von Aus- und Fortbildung in der Rollstuhlversorgung machen ihn zum Experten in diesem Bereich.

Neues Lernen, Neues Wissen Effizient, Schnell & Nachhaltig

MYCampus ist die Anlaufstelle für umfassendes Lernen und praktische Hilfestellungen im Bereich Mobilität mit manuellen und elektrischen Rollstühlen von MEYRA für Fachpersonal aus der Gesundheitsbranche.

Fachseminare

Auf unserer Website befindet sich der Seminarkalender zu Präsenz- und Online-Fachseminaren mit renommierten Experten, um Fachkenntnisse zu vertiefen und zu erweitern. Interne und externe Referenten präsentieren zusätzlich innovative Konzepte.

How-To Videos

Unsere kurzen und prägnanten How-To Videos bieten schnelle Anleitungen zu kleinen Reparaturen oder Einstellungen an unseren Rollstühlen.

Vorteile

- **Fortbildung rund um die Uhr mit e-learnings**
Lernen, egal wann und wo
- **Blended Learning**
E-Learning kombiniert mit Webinaren und Seminaren für ein optimales Lernergebnis
- **Bestätigung des Lernerfolgs**
Online-Wissensüberprüfung und Zertifizierung



Jetzt
anmelden und
Platz sichern

Webinare

24/7 Abrufbar
Deutsche Webinare
Inkl. Zertifikate