

Kompatibilitäts Guide WheelDrive

WheelDrive, der restkraftunterstützende Zusatzantrieb der Marke Empulse, passt an fast alle manuellen Rollstühle – und das ohne zusätzliche Anbauteile oder Änderungen am Rollstuhl. Bitte kontaktieren Sie Sunrise Medical, wenn Ihr Rollstuhlmodell nicht in dieser Liste aufgeführt ist.



Stand: 11/2023

Marke / Modell
Sunrise Medical
Breezy UniX² (12 mm)
Breezy PariX² (12 mm)
Breezy BasiX² (12 mm)
Breezy RubiX² (12 mm)
Breezy HeliX² (12,7 mm)
Breezy HeliX² Comfort (12,7 mm)
Breezy Cirrus 4 (12 mm)
Breezy Emineo (12 mm)
Breezy Exigo 10 (12 mm)
Breezy Exigo 20 (12 mm)
Breezy Exigo 30 (12 mm)
Breezy Ibis (12 mm)
Breezy Impera Line (12 mm)
Sopur Argon (12,7 mm)
Sopur Argon² (12,7 mm)
Sopur Argon Ti (12,7 mm)
Sopur Easy 200 (12,7 mm)
Sopur Easy 300 (12,7 mm)
Sopur Easy ^{max} (12,7 mm)
Sopur Helium (12,7 mm)
Sopur Easy 160 i (12,7 mm)
Sopur Easy Life i (12,7 mm)
Sopur Easy Life (12,7 mm)
Sopur Easy Life R (12,7 mm)
Sopur Easy Life T (12,7 mm)
Sopur Easy Life RT (12,7 mm)
Sopur Neon² SA (12,7 mm)
Sopur Xenon² / Xenon² SA (12,7 mm)
Sopur Xenon / Xenon SA (12,7 mm)
Sopur QS5 X (12,7 mm)
Sopur Nitrum
Sopur Nitrum Hybrid
Panthera
S2
S2 Swing
U2
U2 Light
S3
S3 Swing
U3
U3 Light
Bambino

Marke / Modell
Invacare
Myon HC
Action 5
Action 4
Action 4 NG
Action 3
Action XT
XLT
SpinX
Rea Focus
Top End Terminator
Küschall
Advance
K-Series
K-Series attract
Champion
Ultra-Light
Compact
Compact attract
Meyra
Hurricane
ZX1 / ZX3
X-Star
Avanti / Avanti Pro
Eurochair² 2.750
Eurochair² 2.850
Eurochair 1.750
Eurochair 1.850
Service 3.600
Smart ^f /Smart ^s
X1
Vassilli
Hi-Lo M
Hi-Lo M Alu Line
Berollka
Phoenix
Cobra Sport
Slade SLT/AR
Basic
Finess
Sprint AR/SLT
Kayou

Marke / Modell
Otto Bock
Motus
Motus CV/CS
Avantgarde CV/CS/4/VR/T
Start M2 Effect
Start M5 Comfort
Start4 M2
Ventus
LEVO
LEVO active-easy LAE
LEVO compact-easy LCEV
LEVO Summit EL
LEVO Summit M
DIETZ
AS 01
O⁴
Multihopper
OlympicHopper
SwayHopper
Etac
Cross 5
Ki Mobility
Rogue
Little Wave Click
SORG
Vector (from SW 280 mm)
Vector BSA
Jump Alpha (from SW 280 mm)
Jump Beta
Veldink4kids
Kiddo Classic
Kiddo Tilt
Adapt
Kiddo Xperience
PRO ACTIV
Traveler
Speedy
Buddy

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der WheelDrive angebaut werden kann. Baujahr, Schwerpunkteinstellung und Radgröße können die Kompatibilität jedoch beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Aufnahme für die Steckachse einen Durchmesser von 12 oder 12,7 mm hat. Um 100% sicher zu sein, dass der Wheeldrive an Ihren Rollstuhl angebaut werden kann ist es notwendig die Montage zu testen. Oder fragen Sie Ihren Fachhändler um Hilfe.

!!!Achtung: Kombination mit Trommelbremse ist nicht möglich.