SITZEN & POSITIONIEREN

UNSER SORTIMENT





Invacare Sitzen & Positionieren

Weil jeder Körper einzigartig ist: Entdecken Sie unsere preisgekrönten Lösungen für optimales Sitzen & Positionieren, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und es ermöglichen, Sitzkissen, Rückensystem und Kopfstütze optimal auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen.

Ob aus Visco-Formschaum, Fluidgel oder HR-Kissenschaum - die klinisch entwickelte Produktreihe wird von Fachleuten geschätzt, da sie Lösungen bieten, die hervorragende Druckentlastungseigenschaften vorweisen und eine gesunde Körperhaltung fördern.

Entdecken Sie die Produktreihe

Sitzkissen

Flo-tech Contour Visco NG	04
Flo-tech Lite	06
Flo-tech Contour	08
Flo-tech Contour Lo-Back	10
Matrx Libra	12

Rückensysteme

Matrx MAC	14
Matrx Elite E2/ E2 Deep	16
Matrx PB/PB Deep	18

Kopfstützen

Matrx Loxx	20
Matrx Elan	22

Flo-tech™

matrx® SCIENCE OF SEATING

Flo-tech® Contour Visco NG

Anatomisch geformt und aus 100% Visco-Formschaum - das sind die Hauptmerkmale des Rollstuhlsitzkissens Invacare Contour Visco NG. Der Spezialschaum bietet eine optimale Druckverteilung und gibt dadurch unangenehmen Druckstellen keine Chance. Das Kissen sorgt für eine stabile Sitzposition bei gleichzeitig angenehmem Sitzgefühl. Bei der Form wurde auf eine niedrige Höhe geachtet, sodass eine Fortbewegung durch Trippeln und das Unterfahren niedriger Tische nach wie vor möglich ist.
Einsatzbereich: Bei mittlerem Positionierungsanspruch und zur Prophylaxe bei Nutzern mit erhöhtem bis hohem Dekubitusrisiko.



SCHWUNGVOLL – SCHLAU

Der geschwungene hintere Bereich liefert extra Stabilität für das Becken und sorgt für eine korrekte Positionierung.

100% VISKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF

Das Sitzkissen passt sich individuell an die Körperform an. Dank der vergrößerten Kontaktfläche wird der Druck optimal verteilt und verbessert die Sitzposition bei gleichzeitig sehr angenehmem Sitzgefühl.

Technische Daten

- Gesamtgewicht ..... 1.3 kg
- Max. Nutzergewicht ..... 140 kg
  Kissen mit Sitzbreite 380 und 405 mm – Mindestnutzergewicht ..... 40 kg
  Kissen mit Sitzbreite 430 mm und mehr – Mindestnutzergewicht ..... 60 kg
- Max. Waschtemperatur ..... 90°
- Breite ..... 355, 380, 405, 430, 455, 480 or 505 mm
- Tiefe ..... 405 - 530 mm

ABGESCHRÄGTE VORDERKANTE

Unterstützt die Oberschenkel und lässt Freiraum für die Kniekehlen. Ideal für Menschen mit verkürzter hinterer Oberschenkelmuskulatur: Die Füße können bequem im 90° Winkel und sogar weniger positioniert werden. Ermöglicht zudem eine Trippel-Fortbewegung.

2 SITZBEZÜGE

Einfach wechseln und waschen: Zwei wasserabweisende Bezüge mit Doppel-Reißverschluss sind inklusive. Bi-elastische Bezüge ermöglichen ein angenehmes Einsinken in das Kissen.

Flo-tech® Lite

Die dreidimensionale Kontur des Sitzkissens sorgt für eine hohe Sitzstabilität und verbesserte Sitzhaltung. Durch die Waffelstruktur werden Scherkräfte reduziert und das Einsinken optimiert. Die Luft kann insgesamt besser zirkulieren. Die große Auflagefläche schafft zudem eine effektive Druckentlastung.
Einsatzbereich: Zur Prophylaxe bei normalem Dekubitusrisiko.

HOCHWERTIGER ELASTISCHER FORMSCHAUM


Bietet eine hohe Druckverteilung und eine lange Produktlebensdauer.

FLÜSSIGKEITSABWEISENDER BEZUG

Atmungsaktiver, wasserabweisender und waschbarer Bezug aus Stretchmaterial mit rutschfester Unterseite und Tragegriff.

VERFÜGBAR IN 61 GRÖSSEN

Von 250 x 250 bis 480 x 530 mm



ULTRA FRESH

Die antimikrobielle Behandlung des Schaums macht ihn widerstandsfähig gegen geruchsverursachende Bakterien und hält ihn länger frisch.

ERHÖHTE SEITENRÄNDER

Für mehr Stabilität.

ABDUKTIONSERHÖHUNG

Trennt die Oberschenkel, fördert eine gute Körperhaltung und ermöglicht die Luftzirkulation.

DREIDIMENSIONALE KONTUR

Bietet verbesserte Stabilität und Körperhaltung. Die Vertiefungen ermöglichen leichte Bewegungen, um Scher- und Reibungskräfte zu reduzieren.

Technische Daten

Gesamtgewicht	1.5 kg
Max. Nutzergewicht	127 kg
Max. Waschtemperatur	80°
Größe	Von 250 x 250 mm bis 480 x 530 mm.
Höhe	78 mm

Flo-tech® Contour


Die Beschaffenheit des Sitzkissens, die dreidimensionale, anatomische Kontur, bietet eine hohe Sitzstabilität. Durch die große Auflagefläche und die Kissenhöhe erfolgt darüber hinaus eine hohe Druckentlastung. Die spezielle Form verbessert die Sitzhaltung und ermöglicht eine Luftzirkulation.
Einsatzbereich: Bei mittlerem Positionierungsanspruch und zur Prophylaxe bei Nutzern mit erhöhtem Dekubitusrisiko.

FLÜSSIGKEITSABWEISENDER BEZUG

Atmungsaktiver, wasserabweisender und waschbarer Bezug aus Stretchmaterial mit rutschfester Unterseite und Tragegriff.

VERFÜGBAR IN 83 GRÖSSEN

Von 360 x 360 bis 600 x 550



ULTRA FRESH

Die antimikrobielle Behandlung des Schaums macht ihn widerstandsfähig gegen geruchsverursachende Bakterien und hält ihn länger frisch.

ERHÖHTE SEITENRÄNDER

Für mehr Stabilität.

ABDUKTIONSERHÖHUNG

Trennt die Oberschenkel, fördert eine gute Körperhaltung und ermöglicht die Luftzirkulation.

DREIDIMENSIONALE KONTUR

Bietet verbesserte Stabilität und Körperhaltung. Die Vertiefungen ermöglichen leichte Bewegungen, um Scher- und Reibungskräfte zu reduzieren.

Technische Daten

Gesamtgewicht	1.38 kg
Max. Nutzergewicht	152 kg bei Größe 560 x 560 mm 190 kg bei 560 x 610 mm
Max. Waschtemperatur	80°
Größe	Von 330 x 360 mm bis 600 x 550 mm.
Höhe	103 mm

Flo-tech® Contour Lo-Back

Das Kissen hat eine dreidimensionale, anatomische Kontur mit Sitzwinkel. Diese Beschaffenheit sorgt für eine verbesserte Druckverteilung, eine stabile Position des Beckens sowie insgesamt für aktives und mobilitätsverbesserndes Sitzen. Durch die Absenkung im hinteren Bereich des Kissens kann der Nutzer zudem weiter nach hinten positioniert werden. Einsatzbereich: Bei mittlerem Positionierungsanspruch und zur Prophylaxe bei Nutzern mit erhöhtem Dekubitusrisiko.

FLÜSSIGKEITSABWEISENDER BEZUG

Atmungsaktiver, wasserabweisender und waschbarer Bezug aus Stretchmaterial mit rutschfester Unterseite und Tragegriff.

VERFÜGBAR IN 83 GRÖSSEN

Von 360 x 360 bis 600 x 550



DREIDIMENSIONALE KONTUR

Bietet verbesserte Stabilität und Körperhaltung. Die Vertiefungen ermöglichen leichte Bewegungen, um Scher- und Reibungskräfte zu reduzieren.

Technische Daten

Gesamtgewicht	1.38 kg
Max. Nutzergewicht	152 kg bei Größe 560 x 560 mm 190 kg bei 560 x 610 mm
Max. Waschtemperatur	80°
Größe	Von 330 x 360 mm bis 600 x 550 mm.
Höhe	103 mm

matrx® LIBRA

Bei dem Anti Dekubitus Sitzkissen Invacare Matrx Libra werden die Vorteile des ergonomisch geformten HR-Kissenschaums und der medizinischen Fluidauflage vereint. Durch das Kissen werden der bestmögliche Schutz vor Dekubitus bei gleichzeitig sehr guten Positionierungseigenschaften erreicht.
Einsatzbereich: Bei hohem Positionierungsanspruch und zur Prophylaxe bei Nutzern mit hohem Dekubitusrisiko.

ZWISCHENBEZUG

Schützt das Kissen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten.

ANPASSBAR

Verschiedene Positionierungsoptionen verbessern das Einsinken um die Beckenhaltung zu korrigieren oder anzupassen.

ABGESCHRÄGTE KANTEN

Ermöglicht eine vollständige Unterstützung der Oberschenkel, optimale Fußpositionierung, einfache Transfers und Fußantrieb.



VERSCHIEDENE BEZÜGE

Standard Bezug oder Mesh Bezug.

SEITENTASCHE

Einfach zu öffnen mit einer Schnur.

HINTERER KISSENRADIUS

Eine 3,8 cm starke Umrandung sorgt für maximale Sitzfläche und minimalem Abstand zwischen Sitz und Rücken. Zudem fixiert es das Fluid bei verändertem Sitzwinkel oder Kantelung. Eine extra Aussparung für das Steißbein sorgt für Entlastung.

FLO-TECH™ TECHNOLOGIE

Doppellagige Fluidauflage dient nicht nur einer optimalen Druckverteilung, sondern auch einer verbesserten Scherkraft-reduktion. Das sich selbst ausgleichende Fluid ist temperatur-unabhängig und muss nicht geknetet oder gewartet werden

Technische Daten

Gesamtgewicht	1.6kg
Max. Nutzergewicht	Std 136kg / HD 227kg
Breite	35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 53, 56 cm
Tiefe	30.5, 35.5, 40.5, 43, 45.5, 50.5, 56cm
Höhe am Abductor	Std 8.5cm / HD 9.1cm
Höhe an der Beinaussparung	Std 5.7cm / HD 6.6cm
Max. Waschtemperatur (Kissenbezug)	80°C
Oberflächenreinigung (Zwischenbezug)	Mit feuchtem Tuch

matrx® MAC

Der individuell konfigurierbare und anpassbare Konturrücken wurde so konzipiert, dass er den Bedürfnissen vieler verschiedener Körperformen und -größen gerecht wird. Er lässt sich flexibel an verschiedene Körperformen anpassen und kann auch nachträglich bei Veränderungen im Krankheitsverlauf modifiziert werden.

KOPFSTÜTZENAUFNAHME

Heavy-Duty-Aufnahme inklusive.

MITTELTEIL

Doppelschichtiger Schaumstoff oder HUG mit Stamina Fibre® (nicht abgebildet)

HÖHENANPASSUNG

Die Seitenpelotten können unabhängig in der Höhe angepasst werden, selbst während der Nutzer im Rollstuhl sitzt.



KOMBINIEREN & ANPASSEN

Mit austauschbaren, beidhändig verwendbaren Seitenpelotten ausgestattet, die individuell kombiniert werden können.

BREITENANPASSUNG

Die beidseitig verwendbaren, austauschbaren Seitenpelotten sind unabhängig voneinander in der Breite um 3 cm anpassbar.

TIEFENANPASSUNG

3 verschiedene Profile bieten 3 Konturtiefen.

Technische Daten

Winkelverstellung	40°
Tiefenverstellung	10cm
Seitliche Kontur	9, 15, 23cm
Seitliche Breitenverstellung	2.6cm
Seitliche Höhenverstellung	20cm
Bezug Reinigung	60°C
Max. Nutzergewicht	136kg
Garantie	2 Jahre

matrx® E2 / E2 DEEP

Die Matrx Elite Rückenserie ist in zwei Konturtiefen erhältlich und verfügt über die neue, branchenführende CoolFlo-Schaumstofftechnologie, die für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt und ein besonders angenehmes Sitzgefühl bietet.

KOPFSTÜTZENAUFNAHME

Leichtgewichtige Kopfstützenaufnahme mit flachem Profil. Rückenbezug muss zur Montage nicht entfernt werden. In allen Rückenlehnen ab Rückenhöhe 360 mm enthalten. Für schwere Nutzer oder Nutzer mit einem hohen Muskeltonus ist eine optionale, verstärkte Kopfstützenhalterung verfügbar.

SEITENPELOTEN

Mühelos anbringbar zur Befestigung an der Innen- oder Außenseite der Rückenschale



ERGONOMISCHES DESIGN

Konturierte Rückenlehne mit Schulter- und Hüftaussparungen für optimalen Halt und hohe Bewegungsfreiheit.

ZWEI KONTURTIEFEN

Der Matrx E2 Standard-Rücken (80 mm) und der Elite E2 Deep Rücken (150 mm) bieten unterschiedliche Konturtiefen, um die verschiedenen Rumpfbereiche optimal zu unterstützen.

RÜCKENLEHNEN-AUSSPARUNG

Die Aussparungen sorgen für optimale Luftzirkulation und ein geringeres Gewicht.

INDIVIDUELLE POSITIONIERUNG

Ein Anpassen und eine individuelle Positionierung ist möglich, selbst wenn der Nutzer bereits im Rollstuhl sitzt.

Technische Daten

Winkelverstellung	+/- 20°
Tiefenverstellung	10cm
Seitliche Kontur	9, 15, 23cm
Bezug Reinigung	Max 60°C
Max. Nutzergewicht	136kg

matrx® PB / PB DEEP

Ergonomisch geformte Rückenschale für hervorragende Unterstützung des mittleren Rumpfes und des unteren Schulterbereiches. Der Nutzer wird dank der deutlichen Konturierung sehr gut positioniert. Auch als Heavy Duty Ausführung erhältlich.



BEZUG

Druckentlastendes Polster aus Formschaum mit atmungsaktivem Bezug.

ZWEI KONTURTIEFEN

Erhältlich in 130 mm oder als Matrx PB Deep in 180 mm, passend für den individuellen Rumpfsupport.

RÜCKENSCHALE

Ergonomisch geformte Rückenschale aus formbarem ABS-Kunststoff.

KONTURIERTE FORM

Dank der deutlichen Konturierung wird der Nutzer sehr gut positioniert. Mehr Stabilität für Oberkörper und Hüfte.

GEFORMTER SCHAUMSTOFF

Das druckentlastende Polster aus Formschaum stabilisiert das Becken und fördert die richtige Körperhaltung. Der Schaum ist besonders widerstandsfähig und durch ein spezielles Ultra-fresh Verfahren mit einem antimikrobiellen Schutz versehen, um einer Geruchsbildung vorzubeugen.

Technische Daten

Winkelverstellung	+/- 20°
Tiefenverstellung	10cm
Bezug Reinigung	60°C
Max. Nutzergewicht	136kg std / 227kg HD

matrx® LOXX

Invacare Matrx® Loxx™ ist eine einfache und intuitive Kopfstütze, die einen schlanken aber effektiven Halt ermöglicht. Mit vier Einstellpunkten bietet die Halterung eine Lösung, die für eine Vielzahl von Bedürfnissen geeignet ist.

OPTIMALE AUSRICHTUNG DES POLSTERS

Zwei Drehpunkte und eine Gleitschiene für eine optimale Polsterpositionierung.

MEHRERE BEFESTIGUNG - POSITIONEN

Die im oberen Bereich gebogene vertikale Stütze ermöglicht seitlich und nach vorne versetzte Montagepositionen.



VERBESSERTE SICHERHEIT

Die gut sichtbare grüne Schutzkappe dient als Stoßdämpfer für die Gleitschiene.

Technische Daten

Kopfstützenhalter	380mm
Tiefeneinstellung	115mm
Tiefeneinstellung	90° (50mm)
Neigungsbereich Halterung	50°
Neigungsbereich Polster	80°
Neigung Verbindung	0°
Rotation	360°

matrx® ELAN

Eine preisgekrönte, kompakte und leichte Kopfstütze mit einer vielseitig einstellbaren Halterung, die maximalen Halt und Komfort bietet. Mit sechs Verstellpunkten ist sie unsere am besten anpassbare Kopfstütze und bietet eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Nutzeranforderungen.

ERWEITERTE HALTERUNG

Die Halterung mit einem zusätzlichen Gelenk ist für schwerwiegende Kyphose-Haltungen.

2 HALTER

Standard (380 mm) und Mini (280 mm) für die Versorgung erwachsener sowie pädiatrischer Nutzer geeignet.



GEBOGENE VERTIKALE STÜTZE

Ermöglicht seitlich und nach vorne versetzte Montagepositionen.

Technische Daten

	Elan Mini	Elan	Elan verlängert
Kopfstützenhalter	280mm	380mm	380mm
Tiefenverstellung	260mm	260mm	250mm +76mm
Seitlicher Einstellbereich	90° (50mm)	90° (50mm)	90° (50mm)
Neigungsbereich Halterung	50°	50°	50°
Neigungsbereich Polster	80°	80°	80°
Neigung Verbindung	180°+100°+180°	180°+100°+180°	180°+100°+180°
Rotation	360°	360°	360°

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

©2025 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern. Sitzen & Positionieren - 10/2025