EXPLORER

GESCHAFFEN FÜRS GELÄNDE

REHASENSE



ZUM VIDEO

REHASENSE GARANTIE 8 JAHRE 2 Jahre auf Räder

EXPLORER

DER OUTDOOR ROLLATOR



STABIL UND SICHER

EXPLORER gilt als der SUV unter den Rollatoren: Das sportliche Modell mit vielen cleveren Details wurde speziell für Outdoor-Aktivitäten designt und gefertigt. Der Flex-Rahmen sorgt für zusätzliche Flexibilität bei unwegsamem Gelände und macht EXPLORER zum perfekten Begleiter auf Ihrem nächsten Abenteuer im Freien.

„Meine Mutter muss regelmäßig zum Rehasport gehen. Zudem verbringt sie viel Zeit an der frischen Luft. Nach einiger Recherche bin ich auf den Explorer gestoßen. Er ist perfekt für sie und ich bin froh, dass sie mobil bleibt."
Nils aus Bremen

AUF EINEN BLICK:

- Maximale Laufruhe durch längeren Radstand
- Breitere Sitzfläche zum Ausruhen bei längeren Touren
- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large, Medium: Braun

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzergewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Durchmesser Vorderräder	Durchmesser Hinterräder	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Medium bis Large	Hilfsmittelnummer
Large **9,3 kg**, Medium **8,7 kg** exkl. Einkaufstasche **500 g**	bis **200 kg**	Large **62 cm** / Medium **53 cm**	**54 cm**	**285 x 44 mm**	**235 x 44 mm**	**25 cm**	**70 cm**	**55 cm**	**91-112 cm** / **78-91 cm**	**10.50.04.2003**

BESONDERHEITEN



Große Vorderräder ideal bei Hindernissen




Inkl. Stockhalter




Ergo-Griffe mit Vertiefung



Bremshebel leicht bedienbar



Ergo-Greifzone zum Heben und Tragen



Sicher verschlossen durch „Click & Safe"

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt



LED-Lampen



Komfortsitz

Ihr Rehasense Fachhändler

Das Qualitätsmanagement von Rehasense entspricht den ISO 9001- und ISO 13485-Normen, was durch den TÜV NORD bestätigt wurde. Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).

V1 2025