ECO ASSIST

STÄRKE DEINE MOBILITÄT

REHASENSE



ECO ASSIST

DAS LEICHTE ZUGGERÄT FÜR DIE STADT



Vorderradgabel: Dunkelgrau

*Wir raten davon ab, ECO ASSIST mit Rollstühlen aus Carbon zu verwenden. Rehasense übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden.

Eco Assist ist das leichtgewichtige Zuggerät von Rehasense. Das Produkt kombiniert einen kraftvollen 350-Watt-Motor mit einem effizienten Li-Ionen-Akku. Die solide Konstruktion aus hochfestem Aluminium und Stahl garantiert Langlebigkeit. Erhöhen Sie Ihren Komfort und Ihre Sicherheit durch einstellbare Bedienelemente, zuverlässige Bremsen und ein elegantes Design. ECO ASSIST navigiert mühelos durch städtische Umgebungen und macht jede Fahrt in der Stadt zu einem entspannten Erlebnis

AUF EINEN BLICK

- Manuelles Ankoppeln
- Breite der Rollstuhlhalterung – 210-480 mm
- Höhenbereich der Rollstuhlhalterung – 260-420 mm
- Kompatibilität Rahmen: starr & faltbar mit fester Front
- Kann dank spezieller Klemmlösung mit fast jedem Rollstuhltyp kombiniert werden*
- Ø160 mm Bremsscheibe
- Walk-Funktion (programmierbarer Tempomat)
- Traktionskontrolle
- Rückwärtsgang
- Zubehör: größere Batterie, 48V, 11,6 Ah, 556,8 Wh
- Tempomat (optional)

TECHNISCHE DATEN


Gesamt-gewicht	Transport-gewicht	Max. Benutzer-gewicht	Rad Größe	Motor-leistung	Max. Motor-drehmoment	Geschwindig-keitsmodi	Maximal Geschwindigkeit	Steigfähigkeit	Standard Batterie	Max. Reichweite
15.5 kg	10 kg	110 kg	12”	350 W	39 Nm	bis zu 3	20 km/h**	bis zu 10%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	bis zu 30 km

** Die Fahrgeschwindigkeit sollte immer den länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden.

BESONDERHEITEN & ZUBEHÖR



Twin-Brake-System: mechanische Scheiben-bremse (1) und elektrische Motorbremse



Breitenverstellung: Mit dem Hebel A lässt sich die Breite der Spann-backe einfach und schnell einstellen. Spannbereich Breite 210 mm bis 480 mm



„Quick Disconnect“-Funk-tion für einfachere Handha-bung und Lagerung, mit nur einem Schritt zum Verbinden oder Trennen der Zentralverriegelungs-einheit. Ein Sicherheits-schloss gewährleistet eine sichere Verbindung



Die Stützbeine sind höhenverstellbar, um eine optimale Anpassung an den Rahmen zu gewährleisten (min. 260 mm und max. 420 mm)





Alternative Stützfüße mit integrierten Rädern oder komplette **Fußplattenlösung** für die Verwendung mit Rollstühlen mit abnehmbaren Beinstützen



Gewichte, die für eine optimale Traktion in anspruchsvollen Situationen entwickelt wurden. Diese Gewichte, insgesamt ca. 10 kg, können auf 7,5 kg oder 5 kg eingestellt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden



Tasche (inkl. Halterung)

Ihr Rehasense-Händler

V1 2025

Das Qualitätsmanagementsystem von Rehasense entspricht den Normen ISO 9001 und ISO 13485, wie vom TÜV NORD bestätigt.
Die Medizinprodukte von Rehasense sind CE-gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR).
Die Medizinprodukte von Rehasense sind UKCA-gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen der MHRA-Vorschriften.